


Designación	TOALLITAS DESINFECTANTES	
Reference(s)	Caja de 100 toallitas	3131820
	La bolsa de recambio de 100 toallitas	3131821
Visual		
Descripción	<p>Toallitas impregnadas con una solución desinfectante ideal para limpiar y desinfectar dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles (pequeños equipos médicos y dentales).</p> <p>Probado bajo control dermatológico.</p>	
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para su uso en superficies lisas y pequeños equipos médicos</li> <li>• Toallitas particularmente grandes, gruesas, fuertes y suaves.</li> <li>• Menos del 5% de surfactantes no iónicos, fragancias como el limoneno, desinfectantes: Etanol, Alquilo, cloruro de dimetilbencilamonio, Propan-2-ol.</li> </ul>	

		ACTIVIDAD MICROBIANA	PERIODO DE CONTACTO
		<b>Tratamiento general</b>	
	Bactericida	EN13727* - EN14561	5min
		EN14561: MRSA	5min
	Fungicida	EN14562: Aspergillus fumigatus	5min
	Levuricidio	EN13624 - EN 14562: Candida albicans	5min
	Tuberculocidio	EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae	15min
	Virucida	EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1	1min
		EN14476: Polyomavirus	1min
		EN14476: Rotavirus	15min
	Usos adicionales		
	Bactericida	EN1276	30s
		EN13697	5min
	Fungicida	EN13697: Aspergillus niger	5min
	Levuricidio	EN1650* - EN 13697: Candida albicans	5min
	*En condiciones sucias		
<b>Embalaje</b>	Caja de 100 toallitas La bolsa de recambio de 100 toallitas		
<b>Esperanza de vida</b>	Usar dentro de los 3 meses después de la apertura.		
<b>Indicaciones de uso</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"><b>LOT</b></div> <p>Toallitas de un solo uso listas para usar. Al poner la caja en funcionamiento :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quita la tapa,</li> <li>2. Quita la cubierta permanentemente,</li> <li>3. Limpie el paño central a través del agujero de la capucha con las manos limpias y luego limpie con el paño central.</li> <li>4. Vuelva a colocar la tapa.</li> <li>5. Pasa la toallita sobre el equipo.</li> <li>6. Deje que funcione de 30 segundos a 15 minutos dependiendo de la actividad antimicrobiana deseada.</li> <li>7. Deje que se seque al aire.</li> <li>8. No se enjuague.</li> <li>9. Cierre la válvula después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen.</li> </ol>		
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase IIA según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CEE Marca CE 0459. Organismo de certificación: G-MED. Fabricante FELT S.A		