



DENTO-VIRACTIS 57 ROTARY INSTRUMENTATION

Listo para usar

DENTO-VIRACTIS

Descripción	Se recomienda Dento-Viractis 57 para limpiar y desinfectar y desinfección de fresas e instrumental rotatorio instrumentos antes de la esterilización.	
Áreas de aplicación	Para utilizar en fresas reutilizables e instrumentos rotatorios sucios.	
Características	Elimina las proteínas y los suelos minerales Contiene un agente anticorrosivo Producto listo para usar Compatible con los tanques ultrasónicos	
Presentación comercial	Botella de 2 litros de solución lista para usar Lata de 5 litros de solución lista para usar	


Actividad antimicrobiana			Tiempo de contacto
Bactericida	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	5 min
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,	15 min
	EN 14561	Enterococcus hirae	15 min
Fungicida	EN 13624	Candida albicans	15 min
	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus Niger	15 min
	EN 14562		15 min
Virucida	EN 14476	Virus del herpes simple	15 min
	EN 14476	Virus de la hepatitis C (BVDV)	15 min
	Institut Pasteur	Virus de la hepatitis B	10 min
	EN 17111	Vacuna*	15 min

*El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus con envoltura presentados en los anexos de EN 14476+A2 (2019), EN 16777 y EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB); virus de la hepatitis C (VHC); virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Herpesviridae (virus del herpes); Coronavirus; Gripe, rabia, rubeola sarampión; ...



DENTO-VIRACTIS ROTARY INSTRUMENTATION 57

DENTO-VIRACTIS

Composición	Tensioactivos no iónicos, desinfectante, perfume (fragancias alergénicas fragancias: d-limoneno y linalool (pH 13,5 +/- 0,5)).
Precauciones	<p>PELIGRO: HIDRÓXIDO DE POTASIO. ALCOHOL ETOXILADO C10. Líquido y vapores inflamables. Tóxico por ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y daños en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No fume. Mantener el envase bien cerrado. No respirar los vapores. Usar guantes de protección /ropa de protección/ protección para los ojos/la cara.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua o ducharse.</p> <p>EN CASO DE ENTRADA EN LOS OJOS: Aclarar con precaución con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si están presentes y son fácilmente extraíbles. Continuar enjuague. Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase fresco.</p> <p>Eliminar el contenido/contenedor como residuo peligroso. Obtención del marcado CE en 2019.</p>
Instrucciones de uso	<p>Antes de utilizarlo, lea la etiqueta y la información del producto. Mantenga el envase bien cerrado en su y embalaje y etiquetado originales. No utilizar en aluminio. Solución lista para usar.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sumergir completamente los instrumentos giratorios.2. Tiempo de contacto: 15 minutos.3. Después de limpiar los instrumentos, aclárelos con agua de la red.4. Renovar la solución en cuanto se ensucie o, a más tardar, cada cada 24 horas.
Etiquetado	

Obtención de la marca CE0459 en 2019. Clase de DM: IIb. Versión de la hoja de datos: 1.0 de 09/2021
Uso profesional

Distribuí por :
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE



SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE.
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr