



DENTO-VIRACTIS 75 MEDICAL DEVICES

Listo
para usar



Descripción	Dento-Viractis 75 sin alcohol es el recomendado para limpiar y desinfectar por medio de la limpieza en húmedo.
Áreas de aplicación	Para uso en dispositivos médicos y dentales reutilizables, no esterilizables y no sumergibles.
Características	Limpiador desinfectante de amplio espectro de actividad ✓ Fácil de usar por medio de un paño húmedo ✓ Sin fragancia ✓ PH: neutro (7,00+/-0,25)
Presentación comercial	Botella de 2 litros de solución lista para usar Lata de 5 litros de solución lista para usar

DENTO-VIRACTIS

Actividad antimicrobiana, estado de la suciedad condición de suciedad, 20°C			Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	5 min
	EN 14561	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	
	EN 1276	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,	1 min
	EN 13697	Escherichia coli	5 min
	NFT 72-281**		
Levadura / Setas	EN 13624	Candida albicans	5 min
	EN 14562		
	EN 1650		
	EN 13697		
	NFT 72-281**	Candida albicans, Aspergillus fumigatus	
Virucida	EN 16777	Vacuna ***	15 min
	EN 14476	Adenovirus, Norovirus, Hepatitis B, Hepatitis C, VIH, Rotavirus	15 min
Esporas	NFT 72-281**	Bacillus subtilis	5 min
		Clostridium difcil	



DENTO-VIRACTIS MEDICAL DEVICES 75

DENTO-VIRACTIS

Composición	Preparación líquida, TP2/TP4, lista para usar. CLORURO DE DIDECILO DIMETILAMONIO n°CAS 7173-51-5 a 0,25 g/kg. CLORURO DE ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYLAMMONIUM n°CAS 68424-85-1 a 0.95 g/kg.
Instrucciones de uso	Actúa al entrar en contacto con el dispositivo médico. Utilice los productos biocidas con cuidado. Antes de utilizarlo, lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. <ol style="list-style-type: none">1. Pulverizar para cubrir la superficie a tratar (0,43g/cm² según NF T 72-281) o en un vellón limpio.2. Limpiar bien la superficie.3. Dejar actuar el producto durante 5 minutos. No aclarar (excepto las superficies en contacto con).4. Cambiar el soporte no tejido por cada pieza de equipo.

Normas realizadas en pulverizadores (seguidos o no de una acción mecánica). *: El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus con envoltura presentados en los anexos de la normas EN 14476+A2 (2019), EN 16777 y EN 17111, como por ejemplo: el virus de la hepatitis B (VHB) ; Virus de la hepatitis C (VHC); Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Herpesviridae (Herpes virus); Coronavirus; Gripe, rabia, rubeola, sarampión rubéola, sarampión; ...

Marca CE 0459 obtenida en 2019. Versión 1.0 de 09/2021
Clase IIb DM

Uso profesional

Distribué par :
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE



SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE.
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr