



TePe® Cepillo Interdental

Mango	Polipropileno (ISCC certificado).
Punta	TePe G2™ cuello (rosa, naranja, rojo y azul). Elastomero Termoplástico (TPE).
Tapa	Polipropileno (ISCC certificado), tinta offset en seco UV.
Filamentos	Poliamida (PA).
Alambre	Acero inoxidable recubierto de plástico.

Empaque

1-pack

Pack Consumidor; 1 pz/bolsa
Empaque; 150 bolsas/caja
La bolsa es hecha de Polipropileno (PP).

2-pack

Pack Consumidor; 2 pzs/bolsa
Empaque; 100 bolsas/caja
La bolsa es hecha de Polipropileno (PP).

6-pack

Pack Consumidor; 6 pzs/blíster
Empaque; 10 blisters/caja
El blíster es hecho de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.
El cartón de base esta hecho de cartón certificado FSC.
La bandeja de la caja de venta al por menor está hecha de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.

Pack Consumidor; 6 pzs/pack de cartón
Empaque; 10 packs/caja
El cartón esta hecho de cartón certificado FSC.
La bandeja de la caja de venta al por menor está hecha de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.

8-pack

Pack Consumidor; 8 pz/bolsa
Empaque; 10 bolsas/caja
La bolsa está hecha de polietileno de base biológica.

25-pack

Pack Consumidor; 25 cepillos con tapa/bolsa*
Empaque; 16 bolsas/caja
La bolsa está hecha de polietileno de base biológica.
*Gris y negro sin tapa.

Cajas de cartón para el transporte y la venta al por menor para todos los embalajes anteriores; Cartón sin cloro o cartón ondulado. Todo a partir de material reciclado, excepto las cajas de cartón para los paquetes de 6 que son en parte de material reciclado y en parte de material virgen certificado FSC.

Reciclaje

Cepillo y tapa

Cepillo interdental al desecho doméstico.
Tapa al contenedor para reciclar plástico.

Pack

Bolsa al contenedor para reciclar plástico.

El blister debe ser separado y reciclado; el blister al contenedor para reciclar plástico y el cartón de base al contenedor para reciclar cartón.

La bandeja de la caja de venta al por menor de los 6-packs al contenedor para reciclar plástico.

Los cartones al contenedor para reciclaje de cartón / cartón ondulado.


Características del producto

- 9 tamaños codificados por colores.
- Alambre recubierto de plástico.
- Mango fácil de usar.
- El tapón de plástico puede utilizarse para la protección higiénica del cepillo (no en gris 1.3 mm y negro 1.5 mm) y para extender el mango.
- A través de material de origen sostenible, la huella de carbono es un 80% menor que el anterior IDB Original.

Desarrollado en colaboración con expertos dentales

Prof. Rolf Attström;
Facultad de Odontología,
Centro de Ciencias de la Salud Oral,
Departamento de Periodoncia;
Universidad de Malmö, Suecia

TePe® Cepillo Interdental

Original									
Color	Rosado	Naranja	Rojo	Azul	Amarillo	Verde	Lila	Gris	Negro
ISO (0-8)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Alambre (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5