

# Forendo™ Paste

## Calcium hydroxide with Iodoform Radiopaque - pH>12

### PRODUCT DESCRIPTION

Forendo Paste is a temporary or permanent endodontic filling material indicated for routine use as a root canal dressing between office visits; for treatment of abscesses, periapical lesions, perforations, exudation, root resorption, traumatic injuries; and for apexification and apexogenesis.

Forendo Paste can be used alone as a temporary canal treatment for vital and non-vital pulpotomies, and for pulpectomies in deciduous teeth.

Forendo Paste is a non-setting, premixed paste that contains calcium hydroxide and iodoform in a silicone oil base. It has a pH>12 and is radiopaque.

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### Temporary Canal Treatment

1. Using good endodontic procedures, cleanse and prepare the root canal in the conventional manner. Dry the canal.
2. Place a new disposable applicator tip securely on the luer lock syringe.
3. Fill the canal by applying gentle pressure on the syringe plunger. Do not force the plunger. The paste can also be placed into the canal with a lentulo spiral.
4. Remove excess at the orifice with a cotton pellet.
5. Seal access opening with your preferred cement.
6. Discard applicator tip and cap syringe immediately after use.
7. Forendo Paste is easily removed with file and irrigation with sodium hypochlorite.

#### Treatment of Primary Teeth

1. Follow instructions above for Temporary Canal Treatment.
2. It is not necessary to remove Forendo Paste from the root canal. The material will resorb with the roots in deciduous teeth.

### STORAGE AND HANDLING

- When dispensing from the syringe, do not force plunger. Apply light pressure only. If material does not dispense, remove needle, purge some material from the syringe, and place a new needle on the syringe.
- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap syringe immediately after use.

### CAUTION

For professional use only by dentists. Wear protective eyewear and surgical gloves. Avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. If contact occurs, flush with copious amount of water. If contact occurs with eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately.

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DentalProducts/ucm404472.htm>

### Deutsch

Forendo™ Paste

Kalziumhydroxid mit Jodoform

Radiopak – pH>12

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Forendo Paste ist ein provisorisches oder permanentes endodontisches Füllungsmaterial und wird als Routineanwendung zwischen den einzelnen Sitzungen empfohlen; für die Behandlung von, Abszessen, periapikale Wunden, Perforationen, Exsudationen, Wurzelresorptionen, traumatische Verletzungen und für die Apexifikation und Apexogenesis. Forendo Paste kann als temporäre Kanaleinlage, für vitale und devitale Pulpotomien und für Pulpektomien bei Milchzähnen verwendet werden.

Forendo Paste ist eine nicht härtende, vorgemischte Paste, die Kalziumhydroxid und Jodoform auf einer Silikon-Öl-Basis enthält. Es hat einen pH-Wert von >12 und ist strahlenundurchlässig.

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

### **Temporäre Wurzelkanaltherapie**

1. Guter Ablauf der Wurzelbehandlung, säubern und bereiten Sie den Wurzelkanal auf die herkömmliche Art und Weise vor. Trocknen Sie den Kanal.
2. Platzieren Sie einen neuen Einweg Applikator-Tip sicher an den Luer Spritzenverschluss.
3. Füllen Sie den Kanal, indem Sie behutsam Druck auf den Kolben der Spritze ausüben. Drücken Sie den Kolben nicht mit Gewalt. Die Paste kann auch mit einem Lentulo in den Kanal einrotiert werden.
4. Entfernen Sie den Überschuss von der Öffnung mit einem Wattebällchen.
5. Versiegeln Sie die Kanalöffnung mit Ihrem gewünschten Zement.
6. Werfen Sie den Applikator-Tip weg und verschließen die Spritze unmittelbar nach Verwendung.
7. Forendo Paste ist leicht mit Nervkanalinstrumenten und durch Spülen mit Natriumhypochlorit zu entfernen

### **Behandlung von Milchzähnen**

1. Folgen Sie der oben angeführten Anleitung der temporären Wurzelkanal-therapie.
2. Es ist nicht notwendig, dass Sie die Forendo Paste aus dem Wurzelkanal entfernen. Das Material wird mit den Wurzeln der Milchzähne resorbieren.

### **AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG**

- Applizieren Sie Forendo Paste nur mit leichtem Druck. Wenn sich das Material nicht herausdrücken lässt, drücken Sie den Kolben nicht mit Gewalt, sondern entfernen die Nadel, säubern die Spritze und verwenden einen neuen Applikator-Tip.
- Lagern Sie Forendo Paste fest verschlossen in der Originalverpackung bei kühler Raumtemperatur. Vermeiden Sie direktes Licht, extreme Temperaturen, Verunreinigungen und Zündquellen.
- Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produktes: 2 Jahre nach dem Herstellungsdatum.
- Verschließen Sie die Spritze unmittelbar nach Gebrauch.

### **WARNUNG**

Nur für professionelle Verwendung von Zahnärzten. Tragen Sie Augenschutz und chirurgische Handschuhe. Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und der Haut. Bei Kontakt, spülen Sie mit reichlich Wasser. Falls ein Kontakt mit den Augen auftritt, spülen Sie mit reichlich Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

---

### **Français**

Forendo™ Pâte  
Hydroxyde de calcium avec iodoforme  
Radio-opaque – pH >12

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Forendo Pâte est un matériau d'obturation endodontique temporaire ou permanent recommandé pour utilisation routinière comme pansement radiculaire entre les visites à la clinique et pour le traitement des abcès, des lésions parodontales, des perforations, des suintements, des résorptions de racine, des blessures traumatiques et pour apexification et apexogénèse.

Forendo Pâte peut être utilisé seul comme traitement temporaire, pour des pulpotomies vitales ou non vitales and pour les pulpectomies des dents de lait.

Forendo Pâte est une pâte pré-mélangée qui ne sèche pas et contient de l'hydroxyde de calcium et de l'iodoforme dans une base d'huile siliconée. Forendo Paste a un Ph >12 et est radio-opaque.

### **MODE D'EMPLOI**

#### **Traitement temporaire d'un canal**

1. Suivant de bonnes procédures endodontiques, nettoyer et préparer le canal radiculaire selon la méthode conventionnelle. Assécher le canal.
2. Placer un nouvel embout applicateur à usage unique sur la seringue Luer Lock
3. Obturer le canal en appliquant une délicate pression sur le piston de la seringue. Ne pas forcer le piston. La pâte peut aussi être mise en place dans le canal à l'aide d'un bourre-pâte spiralé.
4. Enlever l'excès à l'orifice avec une boulette de coton.
5. Sceller l'ouverture d'accès avec votre ciment préféré.
6. Jeter l'embout applicateur et refermer la seringue immédiatement après l'utilisation.
7. Forendo Pâte s'enlève facilement à l'aide d'une lime en irrigant avec de l'hypochlorite de sodium.

#### **Traitement des dents primaires**

1. Suivre les instructions ci-dessus pour le Traitement temporaire d'un canal.
2. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'Forendo Pâte du canal radiculaire. Le matériau se résorbera avec la racine des dents primaires.

## **RANGEMENT ET MANIPULATION**

- Ne pas forcer le piston lors de l'extraction de la seringue. Appliquer une légère pression seulement. Si le matériau ne s'extrait pas, enlever l'aiguille, expulser un peu de matériau de la seringue et placer une nouvelle aiguille sur la seringue.
- Ranger la seringue bien fermée dans le contenant original à une température environnante fraîche. Éviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- La durée de vie du produit non ouvert est de 2 ans après la date de fabrication.
- Refermer la seringue immédiatement après l'utilisation.

## **ATTENTION**

Pour usage professionnel dentaire seulement. Porter des verres protecteurs et des gants chirurgicaux. Éviter le contact avec les yeux, les membranes muqueuses et la peau. S'il y avait contact, rincer avec beaucoup d'eau. S'il y avait contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

---

## **Italiano**

Forendo™ Paste

Idrossido di calcio con iodoformio

Radiopaco – pH>12

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Forendo Paste è un materiale endodontico di riempimento, temporaneo o definitivo, indicato per l'utilizzo quotidiano quale medicamento dei canali tra una visita e l'altra e per il trattamento di ascessi, lesioni periapicali, perforazioni, essudazioni, riassorbimento radicolare, eventi traumatici e nelle procedure di apicogenesi e apacificazione.

Forendo Paste può essere utilizzato da solo come trattamento canalare temporaneo, per pulpotomie vitali e non-vitali e per pulpectomie nei denti decidui.

Forendo Paste è una pasta premiscelata non-indurente che contiene idrossido di calcio e iodoformio in una base di olio al silicone. Ha un pH>12 ed è radiopaca.

## **ISTRUZIONI D'USO**

### **Trattamento temporaneo del canale**

1. Seguendo una corretta procedura endodontica, pulire e preparare il canale radicolare in modo tradizionale. Lavare accuratamente il canale.
2. Posizionare un nuovo puntale applicatore sulla siringa.
3. Riempire il canale praticando una pressione delicata sul pistone della siringa. Non forzare il pistone. La pasta può anche essere inserita nel canale mediante un lentulo a spirale.
4. Rimuovere l'eccesso di prodotto con un pellet di cotone.
5. Sigillare l'apertura del canale con il cemento abitualmente utilizzato.
6. Buttare via il puntale applicatore e richiudere la siringa immediatamente dopo l'utilizzo.
7. Forendo Paste può essere rimossa facilmente con una lima e con irrigazioni di ipoclorito di sodio.

### **Trattamento dei denti primari**

1. Seguire le istruzioni per il trattamento temporaneo del canale (vedi sopra).
2. Non è necessario rimuovere Forendo Paste dal canale. Il materiale si riassorbirà con le radici nei denti decidui.

## **STOCCAGGIO E IMPIEGO**

- Non forzare il pistone della siringa durante l'estrazione del prodotto. Praticare una leggera pressione. Se il materiale non fuoriesce, rimuovere il puntale, far uscire un quantitativo minimo di pasta e posizionare un nuovo puntalino sulla siringa.
- Conservare il prodotto ben sigillato nella confezione originale a temperatura fresca. Evitare la luce diretta, sbalzi di temperatura, contaminazioni e possibili fonti di combustione.
- La vita utile del prodotto perfettamente sigillato è di 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere la siringa con l'apposito cappuccio subito dopo l'utilizzo.

## **AVVERTENZA IMPORTANTE**

Il prodotto deve essere utilizzato solo da medici dentisti. Indossare occhiali protettivi e guanti chirurgici. Evitare il contatto con gli occhi, le membrane e la pelle. In tale caso, risciacquare la parte con abbondante acqua e consultare immediatamente il medico.

## Español

Forendo Pasta

Hidróxido de Calcio con Iodo

Radiopaco – pH 12

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Forendo Pasta es un material de relleno temporario o permanente para endodoncia que está recomendado para uso rutinario como un revestimiento para el conducto radicular entre sesiones y para el tratamiento de abscesos, lesiones periapicales, perforaciones, exudación, reabsorción radicular, heridas traumáticas y para apexificación y apexogénesis.

Forendo Paste puede usarse sola como material temporal para el tratamiento de canales, para pulpotomías vitales y no vitales y en pulpectomías en dientes temporales.

Forendo Paste es una pasta premezclada que no endurece; contiene hidróxido de calcio y yodo en una base de aceite de silicona. Tiene pH>12 y es radiopaco.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Tratamiento Temporario de Conductos

1. Utilizando buenos procedimientos endodónticos, limpie y prepare el conducto radicular en forma convencional. Seque el conducto.
2. Enrosque con firmeza una nueva punta aplicadora descartable en la jeringa luer lock.
3. Rellene el conducto aplicando presión suave sobre el émbolo. No fuerce el émbolo. La pasta también puede colocarse en el conducto con un lentulo en espiral.
4. Remueva los excesos del orificio con una torunda de algodón.
5. Selle el acceso con el cemento de su preferencia.
6. Descarte la punta aplicadora y tape la jeringa inmediatamente después de su uso.
7. Forendo Pasta se remueve fácilmente con una lima e irrigación con hipoclorito de sodio.

#### Tratamiento Permanente de Conductos

1. Coloque una pequeña cantidad de Forendo Pasta en el ápice para asegurar un sello apical y como desinfectante para inhibir el crecimiento de bacterias.
2. Coloque sellante de conductos o sellante de conductos y gutapercha en la forma convencional.

#### Tratamiento de Dientes Primarios



1. Siga las instrucciones de arriba para Tratamiento Temporario de Conductos
2. No es necesario remover Forendo Pasta del conducto radicular. El material se reabsorberá con las raíces en dientes temporarios.

### ALMACENAJE Y MANIPULACION

- Cuando dispense desde la jeringa, no fuerce el émbolo. Aplique sólo presión leve. Si el material no se puede dispensar, retire la aguja, deje salir material de la jeringa y coloque una nueva aguja en la jeringa.
- Almacene bien cerrado en el envase original, en un ambiente con temperatura fresca. Evite luz directa, temperaturas extremas, contaminación y fuentes de ignición.
- La vida útil del producto cerrado es de 2 años desde la fecha de fabricación.
- Vuelva a tapar la jeringa inmediatamente después de su uso.

### PRECAUCIÓN

Sólo para uso profesional de dentistas. Utilice lentes protectores y guantes quirúrgicos. Evite contacto con los ojos, mucosas y piel. De haber contacto, lave con abundante agua. Si hay contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica de inmediato.



**PULPDENT Corporation**

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.  
(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262

www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

XP-FOR-IN-05w  
Rev: 07/2018