

SDI **RIVA STAR AQUA**

INSTRUCTIONS FOR USE (BOTTLE)

**E
N
G
L
I
S
H**

Riva Star Aqua is an ammonia free new generation desensitiser that immediately relieves tooth sensitivity.

- INDICATIONS FOR USE:**
- Desensitising cervical tooth hypersensitivity.

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use on patients undergoing thyroid gland therapy, who have a history of chemical allergies such as silver, fluoride, potassium and iodine. **Note:** If in doubt, consult a doctor or an allergy specialist before use.

PROCEDURE:

1. Using a non-fluoride prophylaxis paste in a rubber cup, clean the tooth/teeth to be treated and abutting teeth.
2. Assess condition of teeth. Only teeth with sound dentine and enamel should be treated.
3. Isolate area to be treated using cotton rolls.
4. Protect any exposed gingival tissues and lips with petroleum jelly/ cocoa butter taking care not to contaminate treatment site.
5. Before opening cap, tap the bottom of the bottle on a hard surface to minimize the liquid coming out of the dropper tip.
6. **Riva Star Aqua Step 1:** Dispense one (1) drop of solution (**blue** label) onto non-absorbent mixing pad.
7. Carefully apply solution to treatment site only, a medium sized micro brush, such as Points (SDI Limited) is recommended.
8. **Riva Star Aqua Step 2:** Immediately after, dispense two (2) drops of solution (**green** label) onto fresh non-absorbent mixing pad.
9. Apply a generous amount of the solution to treatment site, a medium sized micro brush, such as Points (SDI Limited) is recommended. Apply same solution to any other tooth surfaces that may have come into contact with the solution from Riva Star Aqua Step 1 (**blue** label). **Note:** Treatment surface initially appears creamy white, keep applying Riva Star Step 2 solution (**green** label) until it turns clear.
10. Blot dry.
11. Remove all protective/isolation materials used in the mouth.
12. Discard used mixing pads and brushes in accordance with local regulations.

DOSEAGE:

- One (1) drop of Riva Star Aqua Step 1 and two (2) drops of Riva Star Step 2 can treat up to 5 teeth per patient.
- Limit of one (1) drop of Riva Star Aqua Step 1 and two (2) drops of Riva Star Step 2 drops per visit. If needed a second application of Riva Star Aqua may be administered after 1 week.

PRECAUTIONS:

- For professional use only.
- Do not repeat treatment on pregnant or lactating women.
- Patient must be informed of potential staining prior to treatment.
- Avoid contact of solution from Riva Star Aqua Step 1 (**blue** label) with oral soft tissue, eyes, skin and clothing. If accidental contact occurs refer to the "FIRST AID" below.
- Avoid contact of solution from Riva Star Step 2 (**green** label) with eyes.
- Do not desensitise teeth with soft dentine as staining may occur. Note: If it does occur, stained sites can be reduced by using a judicious polishing procedure with phosphoric acid impregnated pumice powder and then covered with a self-cure glass ionomer cement (such as Riva Self-Cure, SDI Limited).
- Do not ingest.
- Solution from Riva Star Aqua Step 1 (**blue** label) will stain (see "HANDLING STAINS").
- Wear gloves and eye protection when handling.
- Do not use after expiry date.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- Solution from Riva Star Step Aqua 1 (**blue** label) contains 0.06g / mL fluoride ions.
- SDS is available at www.sdi.com.au or contact your SDI representative.

STORAGE AND HANDLING:

- Do not dispense solution from **blue** label or **green** label bottles until ready to use.
- Store in a cool and dark place at temperatures between 2° and 25°C (35° - 77°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).
- Replace cap on bottle and seal tightly immediately after use.

FIRST AID:

- **Eyes (contact):** Hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water. Continue flushing until advised to stop by a Poisons Information Centre or a doctor, or for at least 15 minutes. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Skin/oral soft tissue (contact):** Remove contaminated clothing, wash any skin with running water (in case an eschar is formed, this should disappear within 24-48 hours).
- **Ingestion:** Do NOT induce vomiting. Give a glass of milk or water. Seek immediate medical attention.
- **Inhalation:** If affected, remove from contaminated area.

HANDLING STAINS:

- **Skin:** In case of skin contact with Riva Star Aqua Step 1 solution (**blue** label), apply Riva Star Step 2 solution (**green** label) with gentle rubbing. Stain will slowly disappear. Otherwise, if Riva Star Step 2 solution is not applied, the stain should gradually disappear after a few days.
- **Clothing:** Remove contaminated clothing and soak in Napisan* (or other fabric stain remover) overnight and wash per normal.
- **Hard surfaces:** Immediately apply household bleach (sodium hypochlorite) then wipe off with water. For stubborn stains, saturate a paper napkin with household bleach and place over affected area. Leave overnight and mop up with water.

Napisan* is not the registered trademark of SDI Limited.

PACKAGING:

- Each kit contains:
 - 1 x Riva Star Aqua Step 1 (**blue** label) bottle 1.5mL
 - 1 x Riva Star Step 2 (**green** label) bottle 3.0mL.

US Patents granted.

Made in Australia by SDI Limited 3-15 Brunston Street Bayswater, Victoria 3153 Australia Australia 1 800 337 003 Austria 00800 0225 5734 Brazil 0800 770 1735 France 00800 0225 5734 Germany 0800 1005759 Italy 00800 0225 5734 Spain 00800 0225 5734 United Kingdom 00800 0225 5734 USA & Canada 1 800 228 5166 www.sdi.com.au www.rivastar.com	EC REP SDI Germany GmbH Hansestrasse 85 51149 Cologne Germany T+49 2203 9255 0
--	--



Last Revised: 12-2020

SDI **RIVA STAR AQUA**

GEBRAUCHSANWEISUNG (FLASCHE)

**D
E
U
T
S
C
H**

Riva Star Aqua ist ein ammoniakfreier Desensibilisator der neuen Generation, der die Zahnpfempfindlichkeit sofort lindert.

- INDIKATIONEN:**
- Desensibilisierung überempfindlicher Zahnhähle.

KONTRAINDIKATIONEN

- Nicht bei Patienten unter Schilddrüsenthherapie oder mit bekannten Allergien gegen Chemikalien wie Silber, Fluorid, Kalium, Iod und Ammoniak verwenden. **Hinweis:** Im Zweifelsfall vor Gebrauch Allgemeinarzt oder A-lergologen konsultieren.

ANWENDUNG:

1. Zu behandelnde(n) Zahn/Zähne und Nachbarzähne mit fluoridfreier Prophylaxepaste im Gummikelch reinigen.
2. Zähne untersuchen. Nur Zähne mit gesundem Dentin und Schmelz sollten behandelt werden.
3. Behandlungsbereich mit Watteföhlen isolieren.
4. Ungeschützte Gingiva und Lippen mit Vaseline oder Kakaobutter abdecken, ohne den Behandlungsbereich zu verunreinigen.
5. Vor dem Öffnen mit dem Flaschenboden auf eine harte Fläche klopfen, damit nicht zu viel Flüssigkeit aus der Tropfspitze quillt.
6. **Riva Star Aqua Step 1:** Einen (1) Tropfen auf einen (**Blaues** Etikett) nichtsaugfähigen Mischblock geben.
7. Lösung sorgfältig nur auf den Behandlungsbereich auftragen, am besten mit einem mittelgroßen Mikropinsel, z.B. Points (SDI Limited).
8. **Riva Star Step 2:** Sofort danach zwei (2) Tropfen auf ein (**grünes** Etikett) frisches Blatt des nicht-saugfähigen Mischblocks geben.
9. Lösung großzügig auf den Behandlungsbereich auftragen, am besten mit einem mittelgroßen Mikropinsel, z.B. Points (SDI Limited). Auch auf andere Zahnflächen applizieren, die eventuell mit der Lösung aus dem Behälter in Kontakt kamen. **Hinweis:** Das aufgetragene Material erscheint anfangs cremig-weiß; weiter Lösung aus der Riva Star 2 (**Grünes** Etikett) auftragen bis es farblos wird.
10. Trockentupfen.
11. Alle Schutz- und Isolationsmaterialien aus dem Mund entfernen.
12. Ergorgen Sie gebrauchte Mischpads und Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften.

DOSIERUNG:

- Ein Tropfen Riva Star Aqua Step 1 und zwei Tropfen Riva Star Step 2 reichen für bis zu fünf Zähne pro Patient.
- Nur einen (1) Tropfen Riva Star Aqua Step 1 und zwei (2) Tropfen Riva Star Step 2 pro Termin anwenden. Falls nötig, kann Riva Star Aqua nach einer Woche erneut angewandt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Für professionellen Gebrauch.
- Behandlung bei schwangeren oder stillenden Patientinnen nicht wiederholen.
- Aufgrund möglicher Verfärbungen wird empfohlen, die Frontzähne nicht zu verwenden behandelt werden
- Die Patienten vor der Behandlung über die Gefahr von Verfärbungen informieren.
- Kontakt von Riva Star Aqua Step 1 (**Blaues** Etikett) mit oralen Weichgeweben, Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Maßnahmen bei versehentlichem Kontakt: siehe ERSTE HILFE unten.
- Kontakt von Riva Star Step 2 (**grünes** Etikett) mit Augen vermeiden.
- Zähne mit erweichtem Dentin nicht desensibilisieren, da dies zu Verfärbungen führen kann. Hinweis: Solche Verfärbungen können durch vorsichtiges Polieren mit einem mit Phosphorsäure getränkten Bimsstiel und Abdecken mit einem selbsthärtenden Glasionomerzement (z.B. Riva Self Cure, SDI Limited) reduziert werden.
- Von Kindern fernhalten.
- Riva Star Aqua Step 1 (**Blaues** Etikett) verfärbt (siehe ENTFERNUNG VON VERFÄRBUNGEN).
- Bei Gebrauch Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Beachten: Dieses Produkt ist nur über den Zahnarzt oder den Fachhandel zu beziehen.
- Riva Star Aqua Step 1 (**Blaues** Etikett) enthält 0,06 g/ml Fluoridionen.
- SDB erhältlich unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem SDI-Vertreter.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

- Lösungen erd direkt vor Gebrauch aus der **Blau** bzw. **grünes** Flasche entnehmen.
- Kühl und dunkel, bei Temperaturen zwischen 2°C und 25°C (35° - 77°F), lagern.
- Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68° - 77°F) verarbeiten.
- Die Flasche sofort nach Gebrauch wieder fest mit der Kappe verschließen.

ERSTE HILFE:

- **Augenkontakt:** Die Augenlider offenhalten und das Auge kontinuierlich mit fließendem Wasser spülen. So lange wie vom Giftinformationszentrum oder einem Arzt angegeben, oder mindestens 15 Minuten; spülen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- **Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung ausziehen, Hautpartie mit fließendem Wasser spülen (es kann Schorf entstehen, der sich aber nach 24-48 Stunden wieder lösen sollte).
- **Verschlucken:** Wegen geringer Dosis nicht zu erwarten. Falls doch, KEIN Erbrechen herbeiführen, Glas Milch oder Wasser trinken. Giftinformationszentrum oder Arzt konsultieren.
- **Einatmen:** Wegen geringer Dosis nicht zu erwarten. Falls doch, kontaminierten Raum verlassen.

ENTFERNUNG VON VERFÄRBUNGEN:

- **Haut:** Bei Hautkontakt mit Riva Star Aqua Step 1 (**blau** Etikett) Riva Star Step 2 (**grünes** Etikett) sanft einmassieren. Die Verfärbung vergeht allmählich. Ohne Anwendung von Step 2 sollte sie in einigen Tagen langsam von selbst vergehen.
- **Kleidung:** Verunreinigte Kleidung ausziehen. Über Nacht in Napisan* (oder anderem Textil-Fleckenfener) einweichen und normal waschen.
- **Harte Oberflächen:** Sofort Haushaltsbleiche (Natriumhypochlorit) anwenden, dann mit Wasser abwischen. Bei hartnäckigen Flecken Papierserviette mit Haushaltsbleiche tränken, über Nacht auf betreffende Stelle legen und diese dann mit Wasser abwischen.

PACKUNGSFORM:

- **Kit enthält:**
 - 1 x Riva Star Aqua Step 1 (**Blaues** Etikett) Flasche à 1,5 ml
 - 1 x Riva Star Step 2 (**grünes** Etikett) Flasche à 3 ml

US Patents granted.

SDI **RIVA STAR AQUA**

INSTRUÇÕES DE USO (FRASCO)

**P
O
R
T
U
G
U
E
S**

Riva Star Aqua é um dessensibilizante de nova geração sem amónia que alivia imediatamente a sensibilidade dentária.

- INDICAÇÕES DE USO:**
- Desensibilização de hipersensibilidade dentinária cervical.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não usar em pacientes que estejam sendo submetidos a terapia da glândula tireoide, que têm histórico de alergias a substâncias químicas como prata, flúor, potássio, iodo e amônia. **Nota:** em caso de dúvida, consultar um Clínico Geral ou um Alergista antes de usar.

PROCEDIMENTO:

1. Usando uma pasta de profilática não flouretada em uma taça de borraça, limpe o dente a ser tratado e os dentes adjacentes.
2. Avalie as condições de los dientes. Solo se deben tratar dientes con dentina e esmalte sanos a menos que se utilize um material de restaurador para cubrir a área tratada.
3. Isole a área ser tratada com roletes de algodão.
4. Proteja o tecido gengival e os lábios com vaselina tomando cuidado para não contaminar o local a ser tratado.
5. Antes de abrir a tampa, bata o fundo do frasco contra uma superfície dura para minimizar derramamento excessivo da ponta do conta-gotas.
6. **Riva Star Aqua Step 1:** Coloque uma (1) gota da solução em um bloco de mistura não absorvente.
7. Aplique cuidadosamente a solução apenas no local de tratamento. Recomenda-se usar um microaplicador depois, como os Points (SDI).
8. **Riva Star Step 2:** Imediatamente depois, coloque duas (2) gotas da solução em um bloco de mistura não absorvente.
9. Aplique uma quantidade generosa de la solución en la zona tratada; se recomienda utilizar un micro-pincel de tamaño medio, como por ejemplo Points (SDI Limited). Aplique a mesma solução a cualquier otra superficie dental que haya podido entrar en contacto con la solución Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul). **Nota:** A superficie tratada aparecerá inicialmente de color blanco cremoso, continue aplicando la solución Riva Star Step 2 (etiqueta verde) até a ficar clara.
10. Secar com papel absorvente.
11. Remova qualquer proteção gengival que tenha sido usada.
12. Descarte os blocos de mistura e microaplicadores usados de acordo com os regulamentos locais.

DOSAGEM:

- Uma (1) gota de Riva Star Aqua, Passo 1 e duas (2) gotas de Riva Star, Passo 2, podem tratar até 5 dentes por paciente.
- Limite de uma (1) gota de Riva Star Aqua, Passo 1 e duas (2) gotas de Riva Star Step 2 por visita. Se necessário, a segunda aplicação de Riva Star Aqua pode ser aplicada após 01 semana.

PRECAUÇÕES:

- Exclusivo para uso profissional.
- Não realizar o tratamento em mulheres grávidas ou lactantes.
- Devido ao risco de ocorrência de mancha, recomenda-se que os dentes anteriores não sejam tratados.
- Os pacientes devem ser informados sobre o potencial risco de manchas antes do tratamento.
- Não realizar o tratamento do frasco Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) com tecido bucal, olhos, pele e roupas. Se acidentes ocorrerem, veja a seção de "PRIMEIROS SOCORROS" abaixo.
- Evite o contato da solução do frasco Riva Star Step 2 (rótulo verde) com os olhos.
- Não desensibilize os dentes com dentina cariada, pois pode ocorrer manchas. Nota: Se ocorrer, os locais manchados podem ser reduzidos usando um procedimento de polimento criterioso com pó de pedrapom com ácido fosfórico e depois coberto com um cimento de ionômero de vidro autopolimerizável, como Riva Self-Cure (SDI Limited).
- Não usar após a expiração da data de validade.
- Não ingerir.
- A solução do frasco Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) causa manchas (ver "COMO TRATAR MANCHAS").
- Use luvas e óculos proteção para os olhos ao manusear.
- Não usar após a expiração da data de validade.
- Atenção: A legislação federal limita a venda deste produto para o profissional dentista.
- A solução do frascoRiva Star Aqua Step Passo 1 (etiqueta azul) contém 0,06g / mL de ions de flúor.
- SDS está disponível no site www.sdi.com.au ou entre em contato com seu representante local da SDI.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:

- Não tire a solução do frasco até estar pronto para usá-la.
- Armazene em local fresco e escuro em temperaturas entre 2°C e 25°C (35° - 77°F).
- Use à temperatura ambiente entre 20° e 25°C (68° - 77°F).
- Coloque a tampa no frasco e feche-o imediatamente após o uso.

PRIMEIROS SOCORROS:

- **Olhos (contato):** Mantenha as pálpebras afastadas e lave o olho continuamente com água corrente. Continue lavando por pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se os sintomas persistirem.
- **Pele e tecidos gengivais (contato):** Remova roupas contaminadas, enxague a área com água corrente (no caso de formação de escara, deve desaparecer entre 24-48 horas).
- **Ingestão:** NÃO induza o vômito. De um copo de leite ou água. Procure atendimento médico.
- **Inalação:** Se ocorrer, remover a pessoa da área contaminada.

COMO TRATAR AS MANCHAS:

- **Pele:** No caso de contato com o Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul), aplique a solução do Riva Star Step 2 (rótulo verde) fazendo uma fricção suave. A mancha desaparecerá lentamente. Se nada for feito, a mancha desaparecerá gradualmente após alguns dias.
- **Roupas:** Remova roupas contaminadas e deixe de molho em Napisan* (ou outro removedor de manchas de tecido) durante a noite e lave normalmente.
- **Superfícies sólidas:** Aplique imediatamente um alvejante doméstico (hipoclorito de sódio) e depois limpe com água. Para manchas difíceis, embeber um guardanapo de papel com água sanitária e colocar sobre a área afetada. Deixar uma noite e esfregar com água.

Napisan* não é uma marca registrada da SDI Limited.

EMBALAGEM:

- **Os kits contém:**
 - 1 x Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) bottle 1.5 mL
 - 1 x Riva Star Step 2 (rótulo verde) bottle 3 mL

US Patents granted.

SDI **RIVA STAR AQUA**

INSTRUCCIONES DE USO (BOTELLA)

**E
S
P
A
Ñ
O
L**

Riva Star Aqua es un desensibilizante de nueva generación sin amoniaco que alivia inmediatamente la sensibilidad dental.

- INDICACIONES DE USO:**
- Desensibilización de la hipersensibilidad cervical dental.

CONTRAINDICACIONES

- No debe utilizar en pacientes que estén en tratamiento por afecciones tiroideas o con antecedentes de alergias a componentes químicos, tales como plata, flúoruro, potasio, yodo y amoníaco. **Nota:** En caso de duda, consulte con un médico o alergólogo antes de utilizar el producto.

PROCEDIMIENTO:

1. Con una pasta de profilaxis sin flúoruro en una copa de goma, limpie los dientes a tratar y los dientes adyacentes.
2. Evalúe las condiciones de los dientes. Solo se deben tratar dientes con dentina y esmalte sano.
3. Aísla la zona que quiera tratar con rollos de algodón.
4. Proteja las encías y los labios con vaselina / manteca de cacao, teniendo cuidado de no contaminar la zona a tratar.
5. Antes de abrir, golpee cada botella en un banco. Esta acción ayudará a minimizar cualquier salida prematura de líquido.
6. **Riva Star Aqua Step 1:** Dispense una (1) gota de solución (etiqueta azul) en un block de mezcla no absorbente.
7. Aplique cuidadosamente la solución en la zona tratada; se recomienda utilizar un micro-pincel de tamaño medio, como por ejemplo Points (SDI Limited).
8. **Riva Star Step 2:** Imediatamente después, dispense dos (2) gotas de solución (etiqueta verde) en un block de mezcla no absorbente.
9. Aplique una cantidad generosa de la solución en la zona tratada; se recomienda utilizar un micro-pincel de tamaño medio, como por ejemplo Points (SDI Limited). Aplique la misma solución a cualquier otra superficie dental que haya podido entrar en contacto con la solución Riva Star Step 1 (etiqueta azul). **Nota:** la superficie tratada aparecerá inicialmente de color blanco cremoso, continue aplicando la solución Riva Star Step 2 (etiqueta verde) hasta que se vuelva transparente.
10. Seque con aire.
11. Retire cualquier cualquier material de protección.
12. Descarte los blocks de mezcla y micro-pinceles utilizados según el protocolo correspondiente.

DOSIS:

- Con una gota de Riva Star Aqua Step 1 y dos gotas de Riva Star Step 2 se pueden tratar hasta 5 dientes por paciente.
- Limite a una (1) gota de Riva Star Aqua Step 1 y dos (2) gotas de Riva Star Step 2 por visita. Si una segunda aplicación de Riva es necesario el paso 1 de Star Aqua, se puede administrar después de 1 semana.

PRECAUTIONS:

- Exclusivo para uso profesional.
- No realice el tratamiento en mujeres embarazadas o en estado lactante.
- Debido a las posibles manchas, se recomienda que los dientes anteriores no se tratado.
- Es necesario informar al paciente de la posibilidad de que aparezcan manchas antes de iniciar el tratamiento.
- Evite el contacto de la solución de la botella Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) con tejidos blandos orales, los ojos y la ropa. Si ocurre un contacto accidental, consulte los "PRIMEIROS AUXILIOS" abajo.
- Evite el contacto de la solución de la botella Riva Star Step 2 (etiqueta verde) con los ojos.
- No deben desensibilizarse dientes con lesiones en la dentina ya que se pueden manchar. Nota: Si ocurre, los sitios manchados se pueden reducirse aplicando oportunamente un procedimiento de pulido ultrasonido.
- Mantenga el frasco de la solución de la botella Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) lejos de la boca, los ojos y la ropa.
- No ingerir.
- La solución de la botella Riva Star Step 1 (etiqueta azul) produce manchas (véase el apartado "GESTIÓN DE MANCHAS").
- Utilice guantes y protección ocular durante la manipulación.
- No utilice el producto una vez rebasada la fecha de caducidad.
- Precaución: la ley federal restringe la venta de este dispositivo a los dentistas.
- La solución de la botella Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) contiene 0,06g / mL de iones de flúoruro.
- La ficha de datos de seguridad está disponible en www.sdi.com.au oa través de su representante de SDI.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION:

- No dispense la solución de las botellas hasta el momento de su aplicación.
- Guarde el producto en un lugar fresco y oscuro, a una temperatura de entre 2°C y 25 °C (35° - 77°F).
- Utilice el producto a una temperatura ambiente de entre 20° y 25 °C (68° - 77°F).
- Vuelva a colocar el tapón en la botella y ciérrala inmediatamente después de su uso.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos (contacto):** Mantenga los párpados separados y enjuague el ojo continuamente con agua corriente. Continúe enjuagando hasta que se lo recomiendo un centro de información sobre venenos o un médico, o durante al menos 15 minutos.
- **Piel y tejidos blando oral (contacto):** Quite la ropa contaminada, enjuague el área con agua corriente (en caso de que se forme una escara, esta debe desaparecer en 24-48 horas).
- **Ingestión:** NO induzca el vómito. Dar un vaso de leche o agua. Busque atención médica inmediata.
- **Inhalación:** Si se da el caso, retirar de la zona contaminada.

GESTIÓN DE MANCHAS:

- **Piel:** en caso de contacto con la piel con Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul), aplique la solución Riva Star Step 2 (etiqueta verde) con una suave fricción. La mancha desaparecerá poco a poco. En caso de que no se aplique dicha solución, la mancha desaparecerá gradualmente en unos días.
- **Ropa:** Quite la ropa contaminada y sumerja la prenda en Napisan* (ou outro quitamanchas para roupa) durante la noche y lave la prenda normalmente.
- **Superfícies duras:** Aplique inmediatamente lejía común (hipoclorito de sodio) y despues adlare con agua. Para manchas difíciles de eliminar, aplique un pañuelo empapado en lejía sobre la zona afectada durante la noche y frote con agua.

Napisan* no es una marca registrada de SDI Limited.

PRESENTACIONES:

- **Los kits contienen:**
 - 1 x Riva Star Aqua Step 1 (etiqueta azul) 1,5 mL
 - 1 x Riva Star Step 2 (etiqueta verde) 3 mL

US Patents granted.

SDI **RIVA STAR AQUA**

MODE D'EMPLOI (FLACON)

**F
R
A
N
C
A
I
S**

Riva Star Aqua est un désensibilisateur de nouvelle génération sans ammoniaque qui soulage immédiatement la sensibilité dentaire.

- MODE D'EMPLOI:**
- Désensibilisation de l'ypersensibilité de la zone cervicale de la dent.

CONTRA-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur des patients suivant un traitement thyroïdien, qui ont pas d'antécédents d'allergies à des substances chimiques, comme l'argent, le fluorure, le potassium, l'iode et l'ammoniaque. **Remarque:** en cas de doute, consulter un médecin ou un allergologue avant utilisation.

PROCÉDURE:

1. A l'aide d'une pâte prophylactique sans fluorure dans une cupule en caoutchouc, nettoyer la (les) dent(s) à traiter et les dents adjacentes.
2. Examiner l'état de la dent. Seules les dents présentant une dentine et un email sans doivent être traitées.
3. Isoler la zone à traiter avec des rouleaux de coton.
4. Protéger le tissu gingival exposé avec de la vaseline/beurre de cacao en prenant soin de ne pas contaminer le site à traiter.
5. Avant de l'ouvrir, tapotez chaque bouteille sur un banc. Cette action aidera à minimiser les gouttes de liquide prématurées pouvant survenir.
6. **Riva Star Aqua Étape 1:** Verser une (1) goutte de solution (étiquette bleu) sur une tablette de mélange non absorbante.
7. Appliquer délicatement la solution sur le site à traiter uniquement. Il est recommandé d'utiliser une microbrosse de taille moyenne telle que Points (SDI Limited).
8. **Riva Star Étape 2:** Immédiatement après cette étape, verser deux (2) gouttes de solution (étiquette verte) sur une nouvelle tablette de mélange non absorbante.
9. Appliquez une quantité généreuse de la solution sur le site la zone de traitement, une micro-brosse de taille moyenne, telle que Points (SDI Limited) est conseillé. Appliquez la même solution sur toute autre surface dentaire qui peut avoir été en contact avec la solution de Riva Star Aqua Étape 1 (étiquette bleue). **Remarque:** la surface de traitement semble initialement crèmeuse blanc, continue à appliquer la solution Riva Star Step 2 (étiquette verte) jusqu'à ce qu'elle devienne claire.
10. Sécher.
11. Retirer les protections éventuellement utilisées.
12. Eliminer les tablettes de mélange et les brosses usagées conformément à la réglementation locale.

POSOLOGIE:

- Une goutte de Riva Star Aqua Étape 1 et deux gouttes de Riva Star Étape 2 peuvent traiter jusqu'à 5 dents par patient.
- Se limiter à une (1) goutte de Riva Star Aqua Étape 1 et deux (2) gouttes de Riva Star Étape 2 par consultation. Si nécessaire, une deuxième application de Riva Star Aqua peut être réalisée après une semaine.

