

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo a la DIR 2001/58/CEE TURBOSIL PUTTY

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de impresión: 16/02/09

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del preparado:

Nombre comercial: TURBOSIL PUTTY- C100450/C100310/C100600/C100100

1.2 Utilización de la sustancia o del preparado:

Silicona por condensación

1.3 Identificación de la empresa:

Proveedor: CFPM, 2bis, Chemin du Loup, 93290 Tremblay-en-France, FRANCE

Número telefónico de llamada urgente de la empresa: 0033 (0)1 45 91 82

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias contenidas peligrosas para la salud según la directiva 67/548/CEE y sucesivas adecuaciones o para las cuales existen límites de exposición reconocidos: ninguna

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRODUCTO CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO

No se puede detectar ningún peligro durante la normal utilización. El contacto con los ojos puede provocar una ligera molestia y produce un enrojecimiento de la conjuntiva.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón

4,2 Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua para al menos 10 minutos.

4.3 Ingestión Inducir el vómito. RECURRIR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO mostrando la ficha DE SEGURIDAD. Se puede suministrar carbón activo suspendido en agua o aceite de vaselina mineral medicinal.

4.4 Inhalación: Airear el ambiente.

5. MEDIDAS ANTI-INCENDIO

5.1 Extintores recomendados: Agua, CO₂, espuma, polvos químicos dependiendo de los materiales implicados en el incendio.

5.2 Extintores prohibidos: Ninguno en especial.

5.3 Riesgos provocados por la combustión: Evitar respirar los humos.

5.4 Medios de protección: Utilizar protecciones para las vías respiratorias.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones individuales: ninguna

6.2 Precauciones ambientales: Contener las pérdidas con tierra o arena. Si el producto ha entrado en un curso de agua, en la red de alcantarillado o ha contaminado el suelo o la vegetación, advertir a las autoridades competentes.

6.3 Métodos de limpieza: Recoger el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Si es necesario absorberlo con material inerte. Después de la recogida, lavar con agua la zona y los materiales contaminados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7,1 Precauciones para la manipulación: Véase también el siguiente párrafo 8. Durante el trabajo no comer ni beber.

7.2 Materias incompatibles: Ninguna en especial. Véase también el siguiente párrafo 10.

C. F. P. M.

Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

7.3 Condiciones de almacenamiento: Conservar el producto a una temperatura comprendida entre 5 - 27 °C (41 - 80 °F).

7.4 Indicación para los locales: Locales adecuadamente aireados.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Medidas de precaución: Airear adecuadamente los locales en los que almacena y manipula el producto.

8.2 Protección respiratoria: No necesaria para la utilización normal.

8.3 Protección de las manos: No necesaria para la utilización normal.

8.4 Protección de los ojos: No necesaria para la utilización normal.

8.5 Protección de la piel: No debe adoptarse ninguna protección especial para la utilización normal.

8.6 Límites de exposición de las sustancias contenidas: ninguno

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto y color: pasta de color azul

9.2 Olor: limón

9.3 Densidad relativa: .70 g/cc

9.4 Hidrosolubilidad: Insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Condiciones que se deben evitar: Estable en condiciones normales.

10.2 Sustancias que se deben evitar: el componente "base" en contacto con sustancias ácidas y alcalinas puede producir hidrógeno

10.3 Riesgos de descomposición: ninguno.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

El producto tal cual no ha mostrado efectos citotóxicos en la línea celular L929.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando echar el producto en el medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Recuperar si es posible. Trabajar según las disposiciones locales y nacionales vigentes.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE

Mercancía no peligrosa según las normas sobre el transporte.

15. INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

D.L.GS 285/98 (Clasificación y etiquetado): El preparado no debe considerarse peligroso. Dispositivo médico marcado CE de acuerdo con la directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Las informaciones aquí contenidas se basan en nuestros conocimientos en la fecha antes indicada. Se refiere únicamente al producto indicado y no constituye ninguna garantía especial de calidad. El usuario debe asegurarse de la conformidad y de las normas de utilización específicas antes de utilizarlo. Esta ficha anula y reemplaza cualquier edición anterior.