

Endo N2



Cemento radicular a base de óxido de zinc y eugenol

Alternativa económica y rápida desde hace más de 50 años

Puede utilizarse por separado o como sellador en combinación con puntos de gutapercha

Se puede girar fácilmente en el canal

Buena adhesión a las paredes del canal

Relleno definitivo, no absorbible, con una dureza similar a la de la tiza tras el curado

Efecto antimicrobiano que disminuye gradualmente con el curado

Consta de polvo y líquido para mezclar

Designación del artículo Formulario de entrega REF

Endo N2® Set Cemento Endodóntico 10 g polvo, 6 g líquido 152027

Endo N2® Cemento Endodóntico en polvo simple Contenido: 10 g 152028

Endo N2® Liquid single Endodontic Cement Contenido: 6 g 152029