

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

PSI Base

Data de revisão: 20.04.2015

Data de Impressão: 17.05.2016

Página 1 de 3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

PSI Base

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**Utilização da substância ou mistura**

utilizar em tratamentos odontológicos exclusivamente

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:	Coltène/Whaledent AG
Estrada:	Feldwiesenstrasse 20
Local:	CH-9450 Altstätten
Telefone:	+41 (71) 75 75 300
Telefax:	+41 (71) 75 75 301
e-mail:	info.ch@coltene.com
Internet:	www.coltene.com
Divisão de contato:	Regulatory Affairs msds@coltene.com

1.4. Número de telefone de emergência: +41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)**Conselhos adicionais**

Apenas fornecido a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com instruções destes

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura**

A mistura não é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [GHS].

O preparado não está classificado como perigoso, de acordo com a Directiva 1999/45/CE.

Preparação/mistura com polímeros/elastómeros sem perigo para a saúde humana ou o ambiente.

2.2. Elementos do rótulo**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2. Misturas****Caracterização química**

Preparações e compostos de polímero

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendação geral**

Não são necessárias medidas especiais.

No caso dum contacto com os olhos

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**5.1. Meios de extinção****Todos os meios adequados de extinção**

Água. Espuma. Pó extintor. Dióxido de carbono (CO2). Areia.

Conselhos adicionais

Adequar as medidas de extinção ao local.

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

PSI Base

Data de revisão: 20.04.2015

Data de Impressão: 17.05.2016

Página 2 de 3

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Limpar cuidadosamente as superfícies contaminadas.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**Não são necessárias medias especiais.
Respeitar as instruções de uso.**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Informações suplementares sobre as condições de armazenagem**Guardar as embalagens em local seco e bem fechadas, a fim de evitar impurezas e absorção de humidade.
Temperatura de armazenamento recomendada: 15 - 23 °C**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual****8.1. Parâmetros de controlo****8.2. Controlo da exposição****Medidas de higiene**

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Protecção das mãosLuvas descartáveis.
Material não adequado: NR (Borracha natural, latex natural).**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado físico:

Pasta

Cor:

Método**Mudanças do estado de agregação**

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:

>150 °C

Hidrossolubilidade:
(a 23 °C)

insolúvel

Solubilidade noutros dissolventes

cetona.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**Outras informações**

Não são necessárias medidas especiais.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

PSI Base

Data de revisão: 20.04.2015

Data de Impressão: 17.05.2016

Página 3 de 3

Toxicidade aguda

LD50: >2000 mg/kg (Ratazana)

A afirmação provém de produtos com composição semelhante.

Irritação ou corrosão

Efeito irritante na pele: (Coelho)

Não irritante.

A afirmação provém de produtos com composição semelhante.

Efeitos sensibilizantes

Porquinho da Índia.

não sensível.

A afirmação provém de produtos com composição semelhante.

SECÇÃO 12: Informação ecológica**Conselhos adicionais**

Não são necessárias medias especiais.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Eliminação**

Pode ser queimado em conjunto com lixo doméstico, sob consideração das instruções e consulta com os responsáveis e com os serviços públicos.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**Conselhos adicionais**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Informação regulatória nacional****Conselhos adicionais**

SECÇÃO 16: Outras informações**Outras informações**

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)