

REANIVAC II

Maleta de reanimación con aspiración

Ref.: 09RNVD0000

Los equipos de emergencia REANIVAC se han diseñado especialmente con el fin de dotarlos de una extraordinaria flexibilidad, autonomía y sencillez de manejo.

El REANIVAC II permite:

- Realizar la inhalación de oxígeno para recuperaciones o traslado del paciente reanimado.
- Enriquecer con oxígeno la ventilación del reanimador manual.
- Producir aspiraciones mediante el efecto venturi usando como fuente de presión la botella de oxígeno

Especificaciones técnicas

El REANIVAC II está compuesto por:

- Maleta fabricada en polietileno de doble cámara con unas dimensiones de 540x410x155 mm. En su interior contiene un bolsillo de 2,25 l de capacidad, accesible desde dos tapas de policarbonato transparente de fácil apertura.
- Reanimador manual **UNIVEN** con válvula limitadora de sobrepresión, mascarilla de adultos, alargadera para conectar al caudalímetro y bolsa reservorio.
- Botella de oxígeno de 400 l con regulador y caudalímetro digital de 0 a 15 l/min y sistema de aspiración por venturi, con frasco recolector y sonda de aspiración.
- Mascarilla de concentración media.
- Estuche con mascarilla boca a boca.
- Juego de tubos guedell de 70, 80 y 110 mm.
- Manta térmica oro/plata.
- Sacalenguas.
- Abrebocas.
- Instrucciones de uso.



C/ Martillo 27, Pol. Ind. Santa Ana
Rivas-Vaciamadrid 28522, Madrid
Telf: +34 91 666 86 25 Fax: +34 91 666 83 28
www.itcsal.com itcsal@itcsal.com