

ZHERMACK S.P.A.

Ficha de seguridad en acuerdo a la Dir 2001/58/CEE

OCCLUFAS T ROCK

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 17/01/07

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1 Identificación del preparado

Nombre del producto: OCCLUFAS T ROCK

Código comercial: C200723

1.2 Utilización de la sustancia o del preparado:

1.3 Identificación de la sociedad

Proveedor: ZHERMACK S.P.A. VIA BOVAZECCHINO, 100 -45021- BADIA POLESINE (RO)

Número telefónico de la sociedad para llamadas urgentes : 0039 0425 597611

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias contenidas consideradas peligrosas para la salud de acuerdo con la directiva 67/548/CEE y sucesivas adecuaciones o para las cuales existen límites de exposición reconocidos: ninguna

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

En su normal utilización no se observa ningún peligro específico. El contacto con los ojos puede provocar un leve fastidio y producir un enrojecimiento de la conjuntiva.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Contacto con la piel: Lave abundantemente con agua y jabón.

4.2 Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos.

4.3 Ingestión: Induzca el vómito. CONSULTE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO mostrando la ficha de seguridad. Es posible suministrar carbón activo suspendido en agua o aceite de vaselina mineral medicinal.

4.4 Inhalación: Airee el ambiente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

5.1 Extintores recomendados: agua, CO₂, espuma, polvos químicos según los materiales implicados en el incendio.

5.2 Extintores prohibidos: ninguno en particular.

5.3 Riesgos por combustión: Evite respirar los humos

5.4 Medios de protección: Use protecciones para las vías respiratorias.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones individuales: ninguno en particular

6.2 Precauciones ambientales: Contenga las pérdidas con tierra o arena. Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes

6.3 Métodos de limpieza: Si es posible, recoja el producto para su reutilización o eliminación. Eventualmente absorbalo con material inerte. Después de la recolección, lave con agua la zona y los materiales implicados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la manipulación: Véase también el sucesivo párrafo 8. Durante el trabajo no coma ni beba.

7.2 Materias incompatibles: Ninguna en particular Véase el párrafo 10 sucesivo.

7.3 Condiciones de almacenamiento: Consérvese en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre 5 -27°C (41-80°F). Indicación para los locales: Locales adecuadamente aireados.

Page 1 of 2

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | EMISSIONE | APPROVAZIONE |
|-----------|------------|--|-----------|--------------|
| 1 | 22/05/99 | Prima emissione | RCP | RS/RQA |
| 2 | 17/01/2007 | AGGIORNAMENTO SECONDO LA DIR 2001/58/CEE | RCP | RSGQA |

ZHERMACK S.P.A.

Ficha de seguridad en acuerdo a la Dir 2001/58/CEE

OCCLUFAS T ROCK

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 17/01/07

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONA

- 8.1 **Medidas de precaución:** Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.
- 8.2 **Protección respiratoria:** No necesaria para el uso normal.
- 8.3 **Protección de las manos:** No necesaria para el uso normal.
- 8.4 **Protección de los ojos:** No necesaria para el uso normal. De todas maneras, opere según las buenas practicas de trabajo.
- 8.5 **Protección de la piel:** No es necesaria ninguna protección en particular para el uso normal.
- 8.6 Límites de exposición de las sustancias contenidas: Ninguno

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- 9.1 **Aspecto y color:** luido bicomponente del cual una parte (base) es de color (lila)
- 9.2 **Olor:** inodora
- 9.3 **Densidad relativa:** 1.40 g/cc
- 9.4 **Hidrosolubilidad:** insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 **ciones que deben evitarse:** estabilice en condiciones normales.
- 10.2 **Sustancias que deben evitarse:** el componente "base" a contacto con sustancias alcalinas y ácidas puede producir hidrógeno.
- 10.3 **Peligros por descomposición:** ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El producto tal cual no ha mostrado efectos citotóxicos sobre la línea celular L929.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Utilice según las buenas prácticas laborativas, evitando eliminar el producto en el ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN

Recupérese si es posible. Opere según las disposiciones vigentes locales y nacionales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Mercadería no peligrosa según las normas para el transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

D.LGS 285/98 (Clasificación y Etiquetado): El preparado no debe considerarse peligroso. Dispositivo Médico CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso específico que debe dar. Esta ficha anula y sustituye toda sección precedente.

Page 2 of 2

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | EMISSIONE | APPROVAZIONE |
|-----------|------------|--|-----------|--------------|
| 1 | 22/05/99 | Prima emissione | RCP | RS/RQA |
| 2 | 17/01/2007 | AGGIORNAMENTO SECONDO LA DIR 2001/58/CEE | RCP | RSGQA |