



CERAS DENTALES
CERAS ESPECIALES

Plaça del Castell, 5 – baixos
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021
43201 Reus (Spain)



FICHA TECNICA

PRODUCTO: 24654100 / 24654150 cera ortodoncia mentolada
CLASIFICACIÓN: producto sanitario Clase I
USO: cera protectora para evitar el roce de los aparatos de ortodoncia

FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.
PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS
CP 43201 REUS
ESPAÑA

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- **FORMA DE CILINDRO.** Diámetro de 5mm y largo de 45mm aprox. Se agrupan en estuches de 5 barras, peso 3.9g aprox.
- **COLOR:** blanco
- **EMBALAJE:** caja de 36 estuches

COMPOSICIÓN QUÍMICA: mezcla de ceras, resinas/aceites parafinicos y aroma

ESPECIFICACIÓN:

TEST	MARGEN DE CONFORMIDAD	VALOR MEDIO
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSIÓN	+ / - 3°C	61 °C
CALIBRE	+ / - 0.5 mm	5 mm

Reus, 6 julio 2017