

Codice Articolo – Ref.:**0480-5 ; 0480-6***Code***Descrizione**Siringhe autoaspiranti.
Filettatura metrico decimale – cartuccia da 1.8 ml**Product Description***Dental syringes self-aspirating.
Metric thread - 1.8 ml cartridge***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica
2007/47/CE**Technical notes***Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification
2007/47/CE***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 500 cicli
(Temperatura Max consigliata 140 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 500 cycles
(Recommended Max temperature 140°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)