

SIÈGES ORTHOPÉDIQUES PROFESSIONNELS

CONFORT, SANTÉ, PRODUCTIVITÉ

ASIENTOS ORTOPÉDICOS PROFESIONALES
COMODIDAD, SALUD, PRODUCTIVIDAD



ErgoSeat
ErgoSeatPLUS

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS POUR
VOS EXIGENCES PROFESSIONNELLES

CONCEBIDOS, DISEÑADOS Y FABRICADOS PARA
SATISFACER SUS EXIGENCIAS PROFESIONALES

ErgoSeat, ErgoSeatPlus



PROBLÈME DE POSTURE. RISQUE OU CHOIX.

PROBLEMA DE POSTURA: RIESGO O ELECCIÓN?

Près de 65% des dentistes présentent des troubles musculo-squelettiques de gravité différentes, induisant un ou plusieurs des symptômes suivants: gênes, douleurs, limitations fonctionnelles et par conséquent perte d'efficacité et de performance. Le risque de désagréments est considérable. Mais est ce un risque important?

L'apparition de problèmes musculo-squelettiques est-elle une conséquence des décisions du dentiste, de sa méthode et de son ergonomie de travail? Dans tous les cas, les gênes physiques peuvent être évitées ou réduites et de façon significative en adoptant une posture saine et une méthode de travail dynamique. L'être humain est fait pour être en mouvement, avoir une posture constamment modifiée, permettant ainsi aux muscles de se décontracter. Une posture maintenue statique est au contraire préjudiciable pour le médecin.

Alrededor del 65 % de odontólogos padecen trastornos musculoesqueléticos de diferente gravedad que causan uno o varios de los siguientes síntomas: molestias, dolor, limitaciones funcionales y, por consiguiente, reducción de la eficacia y el rendimiento en el trabajo. El riesgo de molestias es considerable, pero, ¿se trata de un riesgo importante? ¿La aparición de problemas musculoesqueléticos se debe a las decisiones que toma el odontólogo en relación a su método de trabajo? En cualquier caso, las molestias físicas se pueden evitar o reducir notablemente adoptando una postura sana y con un método de trabajo dinámico. El ser humano se concibió para estar en movimiento y modificar su postura continuamente, lo que le permite relajar la musculatura. Por el contrario, una postura estática resulta perjudicial para el médico.



TABOURET OU SIÈGE ORTHOPÉDIQUE
PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ?

¿TABURETE O ASIENTO ORTOPÉDICO
PROFESIONAL PERSONALIZADO?

**Position passive sur
tabouret traditionnel**



Posición pasiva sobre un
taburete tradicional

**Position active
sur Ergoseat**




Posición activa
con Ergoseat

Les positions utilisées par les opérateurs en dentisterie sont un composant essentiel de l'ergonomie opérationnelle et doivent permettre un bien être parfait. **Une bonne ergonomie évite les dommages en corrigeant les mauvais comportements liés à l'utilisation de technologies inadaptées.**

Las posturas adoptadas por el personal odontológico constituyen un aspecto esencial de la ergonomía en el trabajo y deben permitir un bienestar óptimo. **Una ergonomía adecuada evita los daños mediante la corrección de las malas conductas asociadas al uso de tecnologías no adaptadas.**

Position passive

Bassin tourné vers l'intérieur en position passive sur une assise plate provoquant un tassement de la courbe lombaire.




Postura pasiva

Pelvis hacia el interior en posición pasiva sobre un asiento plano que provoca la compresión de la curvatura lumbar.

Position active

Le bassin est maintenu en position neutre par le biais d'un siège actif à assise plate demandant une contraction constante des muscles de la colonne qui tendent à se fatiguer rapidement.



Postura activa

La pelvis se maintient en position neutre grâce à un siège actif de base plane qui induit la contraction constante de los músculos de la columna, una musculatura que tiende a cansarse rápidamente.

Position décompensée

Le bassin est tourné vers l'avant en raison d'une assise réglée trop angulée ou par défaut congénital ce qui cause des lordoses et de mauvaises postures.



Postura descompensada

La pelvis se encuentra en posición anterior debido a una base con ángulo excesivamente pronunciado o por un defecto congénito, lo que se traduce en lordosis y malas posturas.

ErgoSeatPLUS

Le maximum de confort la meilleure posture
El confort máximo la mejor postura

ErgoSeat

La base de votre travail quotidien
La base de su trabajo cotidiano


- Personnalisation maximale de la hauteur, des accessoires et des couleurs, tout est ajustable par l'utilisateur pour un dispositif "sur mesure".
- Système de compensation dynamique qui élimine l'apparition des phénomènes douloureux et réduit les symptômes posturaux incorrects du passé.
- Máxima personalización de la altura, los accesorios y los colores, todo ello seleccionado por el usuario en un dispositivo "hecho a medida".
- Sistema de compensación dinámica que evita la aparición de dolores y reduce los síntomas derivados de una postura incorrecta previa.

Réglage de l'inclinaison assise

Ajuste de la inclinación del respaldo

Réglable hauteur et force du soutien

Ajuste de la altura y la presión del punto de apoyo



Levier pour réglage de la hauteur

Palanca de ajuste

La forme du siège orthopédique ERGO SEAT a été déterminée par une étude orthopédique précise.

La particularité de la selle (de type vélo solex) facilite le travail effectué par plusieurs opérateurs différents en permettant l'utilisation de ERGO SEAT même pour des personnes de compositions physiques très différentes.

La conformation del asiento ortopédico ERGO SEAT ha sido diseñada tras un estudio ortopédico exhaustivo.

La singular forma de la base del asiento (estilo bicicletas Solex) facilita el trabajo efectuado por diversos profesionales, lo que hace de ERGO SEAT un asiento adecuado para personas con constituciones físicas muy diferentes.

Les sièges orthopédiques ERGO SEAT plus, représentent l'expression maximale de l'ergonomie et du bien être des opérateurs. Grâce à son système de compensation posturale automatique, l'opérateur est constamment dans une position active. La forme spéciale de l'assise anti douleurs prostatiques évite de charger le poids du corps sur la zone prostatique de l'homme et sur la partie génitale et périnéale des deux sexes. **Le poids est réparti sur les fesses et sur les tubérosités ischiatiques, évitant de peser sur la zone génitale.**

Los asientos ortopédicos ERGO SEAT plus representan la expresión óptima en ergonomía y bienestar de los trabajadores. Gracias a su sistema de compensación automática de la postura, el trabajador se encuentra constantemente en una posición activa. La singular conformación de la base del asiento evita los dolores en la zona prostática, ya que impide que el peso del cuerpo repose sobre ella, en el caso del hombre, o en la región genital y perineal en ambos sexos. **El peso, en cambio, se distribuye sobre los glúteos y la tuberosidad isquiática evitando así una sobrecarga de la zona genital.**

Le dossier a une forme également conçue pour un appui confortable des avants bras afin de rendre possible tout mouvement sans charge musculaire.

El respaldo presenta también un punto de apoyo cómodo para los antebrazos a fin de facilitar los movimientos sin cargar la musculatura.



ERGO SEAT plus a été conçu pour être utilisé dans les deux sens de l'assise. En s'asseyant avec le buste tourné vers le dossier, ERGOSEAT permettra de travailler en déchargeant toute la charge pectorale sur le dossier, réduisant ainsi la charge dorsale. **ERGOSEAT plus est le vrai siège opérateur ergonomique, antistress qui vous permettra d'améliorer votre efficacité en protégeant de la meilleure façon votre structure corporelle musculo-squelettique.**

ERGOSEAT plus se ha diseñado para un uso en ambos sentidos. Al sentarse con el pecho hacia el respaldo, ERGOSEAT permite trabajar descargando todo el peso pectoral sobre dicho respaldo. De esta forma se reduce la carga dorsal. **ERGOSEAT plus constituye un asiento ergonómico para profesionales eficaz y antiestrés que le permitirá mejorar la eficacia en el trabajo mientras protege su sistema musculoesquelético.**

Tout est personnalisable. Gamme de couleurs

Todo se puede personalizar. Gama de colores



Ergoseat et Ergoseat Plus sont disponibles dans les couleurs standard, noir, blanc et gris ou à la demande dans le nuancier présenté pour les gammes Tygi et Kyri.

Ergoseat y Ergoseat Plus están disponibles en los colores estándar (negro, blanco y gris) o por encargo en los colores presentes en los muestrarios de Tygi y Kyri.

ErgoSeat



ErgoSeatPLUS



OPTIONAL | OPCIONAL

Gamme de couleurs Kyri - Gama de colores Kyri

4947	5946	5948	0477
5947	0872	0833	4933
0680	0508	0041	1946

Gamme de couleurs standard Tygi G - Gama de colores especiales Tygi G

30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41
42	43	44	45
46			

Gamme de couleurs spéciales Tygi G - Gama de colores especiales Tygi G

50	51	52	53
54	55	56	57
58	59	60	61
62			

Gamme de couleurs spéciales Tygi S - Gama de colores especiales Tygi S

80	81	82	83
84	85	86	87
88			

* Attention. Les couleurs affichées peuvent ne pas être complètement fidèles. Veuillez vous référer au nuancier de couleurs fourni séparément.
* Tenga en cuenta que no todos los colores que se muestran son indicativos. Consulte el catálogo de colores suministrado. Muchas gracias.

