

Data ultima revisione / Last revision date : 20/11/2013

DENOMINAZIONE PRODUCT NAME	Monoart [®] Dispenser per mantelline Monoart [®] Apron dispenser
DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION	Contenitore dispenser per mantellina proteggi paziente in rotolo. Non sterilizzabile in autoclave. La pulizia del dispenser deve essere eseguita con detergenti neutri. Dispenser container for roll of patient apron. Not sterilizable by autoclave. The cleaning of the dispenser has to be performed with neutral detergents.
CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS	Contenitore in Polistirene Dimensioni: 34.3x13.2x14.2 cm. Colore: bianco RAL 9002. Polystyrene container Dimensions: 34.3x13.2x14.2 cm. Colour: white RAL 9002.
DOSAGGIO DOSING	N.A.
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' DANGER LABELLING	N.A.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION	N.A.
SCHEDE DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET	N.A.
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS	N.A.
STOCCAGGIO STORAGE	Non necessita di condizioni ambientali particolari. No particular environmental conditions required.
DURATA DURATION	Illimitata. No time limit.
CONFEZIONI PACKAGES	Il dispenser viene venduto in confezioni singole. The dispenser is sold in a single pack.

N.A: non applicabile / not applicable