

<b>Designación</b>	<b>AZUL CONTRA-ÁNGULO L-40</b>				
<b>Referencia</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACION</th> <th>REFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AZUL CONTRA-ÁNGULO L-40</td> <td>3112376</td> </tr> </tbody> </table>	DESIGNACION	REFERENCIA	AZUL CONTRA-ÁNGULO L-40	3112376
DESIGNACION	REFERENCIA				
AZUL CONTRA-ÁNGULO L-40	3112376				
<b>Foto</b>					
<b>Descripción</b>	Pieza de mano de rotación lenta tipo E Relación de 1: 1, con sistema de refrigeración interno.				
<b>especificaciones</b>	<p>Velocidad: 40,000 rpm.          Relación de velocidad: 1: 1          Fresa: Ø 2,35 mm.          Intensidad luminosa: ≤24,000 LUX          Doble spray          Peso: 78.4 g          Pulsador          Ruido: ≤ 70 dB</p>				
<b>Datos técnicos</b>	<p>Presión de aire atomizado: 245 ~ 392 Kpa (2.5 ~ 4.0 kgf / cm)          Presión de agua: 198 Kpa (2 kg)          Velocidad de rotación máxima: 40,000 rpm.          Tipo de mandril: mandíbula de mandíbula triple          Potencia de sujeción: 4 kg.          Rueda compatible: Ø 2,334 ~ 2,355 mm</p>				
<b>Información legal</b>	Dispositivo médico clase IIa. Marcado CE 0123. Organismo de certificación: TÜV SÜD. Representante europeo: Shanghai International Holding Corp. GmbH. Eiffestrasse 80, 20537 HAMBOURS, Alemania				
<b>Garantía</b>	1 año				