


Producto	<i>HANDPIECE HP-40</i>					
Referencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACIÓN</th> <th>REFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANDPIECE HP-40 3TECH</td> <td>3113971</td> </tr> </tbody> </table>		DESIGNACIÓN	REFERENCIAS	HANDPIECE HP-40 3TECH	3113971
DESIGNACIÓN	REFERENCIAS					
HANDPIECE HP-40 3TECH	3113971					
Foto						
Descripción	Pieza de mano de baja velocidad.					
Indicaciones y datos técnicos	<p>Velocidad: 40 000 rpm Relación de transmisión: 1:1 Tipo de cortador: para pieza de mano de Ø 2,35 mm Ruido: ≤ 70dB Peso: 47 g</p> <p>Humedad relativa: 10% a 80%, sin condensación Fresas: Fresa de pieza de mano Φ 2,35</p>					
Almacenamiento	<p>Temperaturas de almacenamiento: -10 a +55°C Humedad de almacenamiento: ≤93 % R.H.</p>					
Condiciones de trabajo	<p>Temperaturas de funcionamiento: +5 a +40°C Humedad de funcionamiento: ≤80 % R.H.</p>					
Informaciones legales	<p>Dispositivo médico de clase IIa. Marca CE 0197. El organismo de certificación TÜV Rheinland. Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.</p>					