


Désignation	HEATER -70				
Référence	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DÉSIGNATION</th> <th>RÉFÉRENCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HEATER TC-70</td> <td>3121092</td> </tr> </tbody> </table>	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	HEATER TC-70	3121092
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE				
HEATER TC-70	3121092				
Visuels					
Description	Réchauffeur pour composites (seringues ou compules) et carpules d'anesthésie				
Caractéristiques & Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Huit emplacements ▪ Réglage de la température selon la nature du matériau et les préférences de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> ○ 40°C pour les carpules d'anesthésie et composites ○ 50°C et 70°C pour les composites <p>Témoins lumineux</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poids : 750 g ▪ Garantie : 12 mois ▪ <i>Pour les composites</i> : Améliore les performances de fluidité : économie des matériaux. / Étanchéité finale des restaurations assurée. / Rétraction de polymérisation moins importante. ▪ <i>Pour les carpules d'anesthésie</i> : Anesthésie confortable. 				
Informations légales	Dispositif médical de classe IIa.. Mandataire européen : Shanghai International Holding Corp. GmbH. Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY.				