



SELECT HV® ETCH



Ref. 4905_Select HV Etch JUMBO (30ml)
Ref. 4907_Select HV Etch (4jeringas *5g)

Descripción

Grabador ácido fosfórico al 35% de alta precisión que consigue un acondicionado seguro del sustrato a adherir en todo tipo de restauraciones.

Indicación

- Grabado de dentina y esmalte (15 segundos).
- Grabado selectivo en esmalte (15 segundos).
- Agente limpiador para materiales de restauración dental (30 segundos).

Propiedades y Beneficios

- **Permanece donde se necesita:**
 - Sin derrames.
 - Sin obstrucciones.
 - Sin residuos.
- **Universal:**
 - Ideal para cualquier técnica de grabado y específicamente formulado para facilitar la técnica de grabado selectivo.
- **Textura semi-gel:**
 - A diferencia del gel, penetra fácilmente tanto en grandes áreas como en áreas de más difícil acceso como los conductos radiculares.
- **Propiedades tixotrópicas:**
 - Tanto en técnicas de grabado total como grabado selectivo, permanece donde se necesita sin que se derrame en el diente o en el tejido expuesto.
- **Color con fuerte contraste con el diente:**
 - Detectas fácilmente donde está colocado y si quedan o no restos, minimizando así el riesgo de sobregrabado.
- **Resultados eficaces y sin residuos:**
 - Se lava completamente de forma sencilla, consiguiendo una desmineralización del esmalte y dentina sin dejar residuos que puedan interferir con el adhesivo.
- **Formato ahorro:** Disponible en un formato de dispensación Jumbo.

Presentaciones

- Ref. 4907
Ácido grabador Select HV® Etch · (4 jeringas de 5 g).
- Ref. 4905
Ácido grabador Select HV® Etch Jumbo · (30 ml).