

# Comparativo TURBINA Ti-940L



PRODUCTO	 Ti-940L	 TR-740L	 TI-MAX Z 2900L	 EXPERT TORQUE E680L	 BORA LED METAL LINE	 SUPRASPEED+	 TURBINE (sin Acoplamiento)
Marca	3TECH	3TECH	NSK	KAVO	BIEN AIR	R&S	MEGAMASTER
Cabeza	Estándar	Estándar	Estándar	Torque	Estándar	Estándar	Estándar
Velocidad (rpm)	280 000 hasta 320 000	300 000	320 000 hasta 400 000	380 000	310 000	360 000	300 000
Luz (LUX)	25 000	25 000	32 000	25 000	17 000	18 425	NA
Material	Titane	Acero inoxidable	Titane	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Spray	4 sprays	4 sprays	4 sprays	4 sprays	3 sprays	4 sprays	3 sprays
Peso	47g	71 g	52 g	75 g	72 g	54 g	71 g
Boton pulsador	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Presión	2,5 hasta 3 bars	2,5 hasta 3 bars	2,7 bars	2,1 hasta 3,5 bars	2,7 bars	2,7 bars	2,8 bars
Adaptable a la adaptación	Multiflex®Kavo® NSK®	Multiflex®Kavo®	Multiflex®Kavo®, NSK, BIEN AIRE, Sirona, W&H	Multiflex®Kavo® Sirona	Multiflex®Kavo® Unifix Bien Air	Multiflex®Kavo®	Multiflex®Kavo®
Ruido	≤ 55 dB	≤ 55 dB	58 dB	62 dB	59 dB	61,7 dB	NA
Garantía	12 meses	12 meses	24 meses	18 meses	12 meses	24 meses	12 meses
Referencias Cadence	Multiflex Kavo:3122647 NSK : 3122648	3146080	3019919	3006306	286464	3109862	
Precio unitario GACD	299 €	259 €	1 530€	1 197 €	1 467,80 €	715 €	540 €
Precio oferta GACD	NA	x3 = 239 €	ADF 2021 790 €	X1 = 718 € X2 = 690 €	ADF 2021: 599 €	NA	218 €

NC información no comunicada por el proveedor  
NA non aplicable

Precio en Francia, IVA incluido