


| | |
|--------------------------------------|--|
| Producto | TURBINA Ti-940L |
| Referencias | 3122647 |
| Foto |  |
| Descripción | Turbina estándar de alta velocidad con cojinete cerámico e iluminación de fibra óptica: potente, silenciosa y aún más ligera. |
| Indicaciones y datos técnicos | <p>Cabeza de turbina: estándar Velocidad: 280.000 a 320.000 rpm Intensidad de la luz: 25.000 LUX Ultraligero: 47 g Funcionamiento silencioso: ≤ 55 dB Rodamientos de cerámica: más estables y con más torque Sistema de cabeza autolimpiante: mayor vida útil Número de pulverizaciones: 4 Pulsar el botón... Presión: 2,5 a 3 bares Tipo de conexión: Multiflex® Kavo Garantía: 12 meses</p> |
| Almacenamiento | <p><u>Caja que contiene:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un manual de usuario |
| Informaciones legales | <p>Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE0197. Organismo certificador: TUV RHEINLAND. Representante europeo: Shanghai International Holding Corp. GmbH. Eiffestrasse 80, 20537 HAMBURG, Alemania.</p> |