



Designación	EUCALYPTOL
Referencia(s)	117548
Visual	
Descripción	Disolvente de gutapercha
Características	<p>Ablande los empastes del canal con gutapercha, lo que facilita su aflojamiento</p> <p>Composición: Eucalyptol al 99% mínimo</p>
Acondicionamiento / Almacenamiento	<p>Botella de 20 ml</p> <p>Mantenga la botella bien cerrada y lejos de fuentes de calor o inflamable. No requiere almacenamiento en frío.</p>
Esperanza de vida	2 años
Indicaciones de utilización	
Informaciones legales	Dispositivo médico de Clase I según la Directiva Europea 93/42 / CEE, incluida la Directiva 2007/47 / CE