



Designación	Gasas no estériles											
Reference(s)	3131818											
Visual												
Descripción	<p>Hisopos de gasa, algodón puro, empaquetados en bolsas de 100 unidades.</p> <table border="1" data-bbox="641 1355 1385 1565"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1355 812 1496">Número de hilos</th> <th data-bbox="812 1355 994 1496">Número de espesores</th> <th data-bbox="994 1355 1190 1496">Dimensiones plegadas</th> <th data-bbox="1190 1355 1385 1496">Dimensiones desplegadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1496 812 1565">17</td> <td data-bbox="812 1496 994 1565">8</td> <td data-bbox="994 1496 1190 1565">5 x 5 cm</td> <td data-bbox="1190 1496 1385 1565">14 x 20 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Número de hilos	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas	17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm
Número de hilos	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas									
17	8	5 x 5 cm	14 x 20 cm									
Características y datos técnicos	<p>Los hisopos de gasa hidrófila están hechas de algodón hidrófilo purificado y blanqueado al 100% y se doblan quirúrgicamente con bordes remetidos. Posibles esterilizaciones: Vapor, óxido de etileno o radiación.</p>											
Embalaje	10 sobres de 100 compresas (1.000 compresas)											
Esperanza de vida	N/A											

Indicaciones de uso	
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE Fabricante: SYLAMED

Versión 1.0
2020/10/23 Marion CHABANAT