




DENTO-VIRACTIS SURFACES 79

Listo para usar

| | |
|-------------------------------|---|
| Descripción | Dento-Viractis 79 se recomienda para limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos (pequeños equipos médicos y dentales).  |
| Áreas de aplicación | Uso y pequeño equipamiento médico. |
| Características | <ul style="list-style-type: none">✓ Especialmente grande, gruesa, fuerte y suave.✓ Eficaz en 1 minuto sobre el virus H1N1.✓ Sistema Pop-Up que garantiza un gesto más rápido y cómodo. |
| Presentación comercial | Bolsa de 100 toallitas |

DENTO-VIRACTIS

| Actividad antimicrobiana | | | Tiempo de contacto, condiciones |
|--------------------------|----------|---|---------------------------------|
| Bactericida | EN 13727 | | 5 min, condiciones de suciedad |
| | EN 14561 | | |
| | EN 14561 | MRSA | |
| Fungicida | EN 14562 | Aspergillus fumigatus | 5 min, condiciones de limpieza |
| Levuricidio | EN 13624 | Candida albicans | 5 min, condiciones de limpieza |
| | EN 14562 | | |
| Tuberculosis | EN 14348 | Mycobacterium terrae | 15 min, condiciones de limpieza |
| | EN 14563 | | |
| Virucida | EN 14476 | HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1 | 1 min, condiciones de suciedad |
| | | Polyomavirus | 15 min, condiciones de limpieza |
| | | Rotavirus | 1 min, condiciones de limpieza |



DENTO-VIRACTIS SURFACES 79

USOS ADICIONALES

| Actividad antimicrobiana | | Tiempo de contacto, condiciones |
|--------------------------|----------|--|
| Bactericida | EN 1276 | 30 sec, condiciones de limpieza |
| | EN 13697 | 5 min, condiciones de limpieza |
| Virucida | EN 1650 | Candida albicans 5 min, condiciones de suciedad |
| | EN 1397 | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Composición | <ul style="list-style-type: none">- Menos del 5% de tensioactivos no iónicos- Perfume que incluye limoneno- Desinfectante: Etanol (n°CAS 64-17-5), Alquilo (C12-16) cloruro de dimetilbencilamonio (n°CAS 6842485-1), Propan 2ol (n°CAS 67-63-0) |
| Instrucciones de uso | Toallitas de un solo uso, listas para usar. Al poner la bolsa en uso de la bolsa: abrir el dispensador, quitar la etiqueta de seguridad, introduzca la primera toallita en la abertura del dispensador y cierre el dispensador. Pase la toallita sobre el material. Déjalo durante 30 segundos a 15 minutos dependiendo de la actividad antimicrobiana requerida. Dejar secar al aire libre. No aclarar. Cierre el carrete después de cada uso para evitar que las toallitas se sequen. Para ser utilizado en los 3 meses siguientes a la apertura. |
| Precauciones | Nocivo para los organismos acuáticos, causa efectos adversos a largo plazo. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/ contenedor a una instalación de eliminación de residuos autorizada. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar guantes de protección. EN CASO DE ENTRADA EN LOS OJOS: aclarar con precaución con agua durante varios minutos. No reutilice una toallita, ya que existe el riesgo de que pierda eficacia y la contaminación. Tolerancia cutánea probada bajo control dermatológico. |

Marcado CE0459 obtenido en 2019. Versión del formulario 1.0. de 09/2021

Distribué par :
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE



Laboratoires Sarbec
10 rue du Vertuquet
59960 Neuville-en-Ferrain
FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 69 26 26

DENTO-VIRACTIS