



<b>Designación</b>	<b>Mangos y brochitas de pinceles</b>									
<b>Reference(s)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designación</th> <th>Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lote de 10 mangas</td> <td>3134142</td> </tr> <tr> <td>Paquete de 50 pinceles FINES</td> <td>3134138</td> </tr> <tr> <td>Paquete de 100 cepillos REGULARES</td> <td>3134141</td> </tr> </tbody> </table>		Designación	Referencia	Lote de 10 mangas	3134142	Paquete de 50 pinceles FINES	3134138	Paquete de 100 cepillos REGULARES	3134141
Designación	Referencia									
Lote de 10 mangas	3134142									
Paquete de 50 pinceles FINES	3134138									
Paquete de 100 cepillos REGULARES	3134141									
<b>Visual</b>										
<b>Descripción</b>	<p>Mangos de cepillos de plástico esterilizables en frío. Cepillos desechables que se ajustan a los mangos de los cepillos.</p>									
<b>Características y datos técnicos</b>	<b>Mangas</b>	<b>Brochitas</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterilizable en frío</li> <li>- Ergonómico, fácil de agarrar</li> <li>- Combina una espátula bucal</li> <li>- Longitud: 147.50 mm (+/- 1 mm)</li> <li>- Polipropileno - 99</li> <li>- Pigmentos sin cadmio - 1%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de plástico duro moldeado</li> <li>- Pelo negro suave</li> <li>- Polietileno - 100% Polietileno</li> <li>- Nylon Negro - 100% Nylon Negro</li> </ul>								
<b>Embalaje</b>	Bolsa de embalaje de 10 mangos de pinceles. Bolsa de 50 o 100 pinceles.									
<b>Esperanza de vida</b>	N/A									
<b>Indicaciones de uso</b>										
<b>informaciones legales</b>	<p>Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE          Marcado CE          Fabricante: NOVOBRUSH</p>									