



UNIBOND

*Adhesivo universal monocomponente
fotopolimerizable.*



UNIBOND es un agente adhesivo universal de 8ª generación, tanto de autograbado como de pregrabado.

Ventajas:

- ✓ No es necesario agitar.
- ✓ Mono-componente.
- ✓ Una sola capa.

Propiedades:

- Nanorelleno.
- Resistencia al cizallamiento.
- Fuerte adhesión a la dentina (24 MPa) y al esmalte (22 MPa).
- Fotopolimerizable.
- Método de aplicación rápido y sencillo.
- Posibilidad de trabajar en un entorno húmedo.

Indicaciones :

Para la adhesión directa de los composites a la superficie del diente (dentina y esmalte).

Composición:

- | | | |
|----------|--------------------|------------|
| -Acetona | -Sílice pirogénica | - 4-META |
| -Agua | -UDMA | - Aditivos |

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX
Unibond 5ml R&S	3135545	

Producto sanitario de clase IIa, Marquage CE 1639.

Organismo certificador : SGS Belgium NV. Representante Europeo autorizado : Koo Kyo-Chan.