



FICHA TECNICA

Producto	EASYSOONIC R&S
Referencia(s)	3135850
Descripción	Baño de ultrasonidos para la limpieza y desinfección rápida de los instrumentos y de toda la pequeña instrumentación (limas, clamps, fresas...)
Foto	
Indicaciones y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none">- Capacidad: 3litros- Peso: 3.8kg- Tiempo programable hasta 30 minutos- Temperatura de funcionamiento de 55 °C- Cuba de acero inoxidable fácil de limpiar- Dimensiones totales: (L x l x P): L 256 x l 56 x P 217- Dimensiones de la cuba: L 23,8 x l 35 x P 98- Dimensiones de la caja de inox: L 210 x l 120 x P 60- Potencia: 250 W- Frecuencia : 50/60 Hz- Tapa desmontable
Vida	Garantía : 2 anos
Packaging	<ul style="list-style-type: none">- El baño de ultrasonidos, con su tapa y su cesta
Informaciones	<ul style="list-style-type: none">- Sin clasificación

Versión 2.0
04/11/2022 por Nelly S.