



FICHA TÉCNICA

Nome do produto	SUPRAETCH R&S	
Descrição	<i>Gel de condicionamento - Ácido fosfórico 37%.</i>	
Referência	Designação	Referência
	SERINGAS 4 X 1,2 ML + 12 pontas de agulha	3025069
	SERINGA 10 ML + 24 pontas de agulha	3025070
	SERINGA 50 ML + 5 seringas vazias (3 ml) + 24 pontas de agulha + 1 conector	3025071
	PONTAS DE AGULHA PARA SER. 1,2/10/50 ML (24)	3135856
Imagem		
Descrição	Supraetch R&S é um gel azul de condicionamento ácido de esmalte e dentina para a preparação da camada híbrida contendo 37% de ácido fosfórico.	
Utilização	<ul style="list-style-type: none">- Colocar o gel no esmalte a ser condicionado.- Deixar agir durante 30 segundos.- Lavar abundantemente com água.- Secar Utilizar com dique de borracha para proteger as gengivas.	
Características	<ul style="list-style-type: none">- Contém 37% de ácido fosfórico.- Boa tixotropia: permanece no lugar, não escorre.- Lava-se rapidamente: excelente solubilidade em água.- Viscosidade ótima.- Inodoro.- Tempo de tratamento: 30 segundos.- Pontas descartáveis ajustáveis para maior precisão e facilidade de uso.	
Composição	<ul style="list-style-type: none">- Ácido fosfórico 37%- Água 63%	
Informação legal	Dispositivo médico da classe IIa. Marcação CE 0318. Fabricado por J. Ripoll. SL C/ Rio Tiétar, 20 Pol. Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid ESPANHA	

Versão 2.0
Atualização: 18/06/2021