

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
Cimento de resina

**Adeus
complexidade.**



Os dois que podem fazer tudo.

O cimento de resina **3M™ RelyX™ Universal** funciona por si só como cimento autoadesivo ou como cimento adesivo combinado com o adesivo **3M™ Scotchbond™ Universal Plus**.

Juntos eliminam o inconveniente e a confusão de ter de dispor de vários cimentos de resina, primers e adesivos, simplificando os procedimentos de restauração direta e indireta. Com menos produtos em stock, poupará espaço, tempo e dinheiro.

Simple e poderoso.

- Apenas dois componentes para praticamente qualquer indicação direta e indireta
- Excelente adesão do cimento de resina RelyX Universal utilizado em modo auto-adesivo
- O adesivo Scotchbond Universal Plus aumenta ainda mais a força de adesão a todos os substratos
- Seringa automistura exclusiva da 3M
- Fácil remoção do excesso
- Altamente estético



Seringa revolucionária.

O desenho único da 3M revoluciona as seringas de automistura. Desenvolvido para satisfazer as suas necessidades e ajudá-lo a melhor dispensar, limpar e armazenar. A seringa de 3,4g gera um desperdício mínimo e permite realizar cerca de 15 aplicações.

Fácil remoção do excesso.

Eficiência levada até ao nível máximo. A sua formulação única assegura que o excesso de material que permanece nas margens pode ser facilmente removido após um golpe de luz.



Cimentação autoadesiva de 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescente. Ponte Monolítica de Zircónia; Imagem cortesia do Dr. Jan Gueth, Alemanha

Menos stock, mais poupança

95%

dos dentistas reconheceram que a natureza universal do cimento de resina RelyX Universal ajudou-os a **reduzir o stock e a poupar custos.**

Mais fácil para a equipa clínica

97%

dos dentistas reconheceram que a utilização de um único cimento universal sobre múltiplos cimentos de resina era **mais fácil para a equipa clínica.**

* por aplicação em comparação com os sistemas de automistura atualmente disponíveis;

** em comparação com as seringas de automistura atualmente utilizadas; *** Fonte: Estudo de 3M clientes nos EUA e UE

“Excelente sistema de dispensação, higiénico e com muito pouco desperdício.”

M.W., Reino Unido***

80%

Menos resíduos de cimento com a Ponta de Micro-Mistura

Mais higiénico **
Auto-vedamento permitindo o armazenamento sem ponta de mistura

Ponta de alongação fino para facilitar a aplicação no canal.



“Manuseamento fácil, poucos componentes e portanto menos hipóteses de erro.”

J.L., Alemanha***

Seringa ergonomicamente concebida que também reduz os resíduos plásticos em

50%

O melhor parceiro para casos de cimentação adesiva



3M™ Scotchbond™ Universal Plus é o primeiro adesivo universal tudo-em-um radiopaco para todas as indicações diretas ou indiretas que exijam adesivo. Além disso, a sua tecnologia 3M está totalmente alinhada: o adesivo polimeriza com o cimento de modo a não precisar de ser polimerizado com luz.

O adesivo Scotchbond Universal Plus serve como primer universal para todos os materiais incluindo cerâmica de vidro e também melhora a adesão do cimento em modo autoadesivo. e.g. zircónia.



Força de adesão excepcional no modo autoadesivo para uma maior eficiência.

Com a sua adesão superior à dentina utilizado em modo auto-adesivo, o cimento de resina RelyX Universal cobre eficazmente a maioria dos casos sem a necessidade de um primer ou adesivo adicional.




Praticamente nenhuma sensibilidade pós-operatória.

99%

dos dentistas relataram que o cimento de resina RelyX Universal não gerou praticamente **nenhum problema de sensibilidade pós-operatória****.**



Excelente estética com quatro tonalidades fluorescentes de cor



Translúcido (TR) A1 A3 Opaco (A3O) Branco Opaco (WO)

Informações para Encomenda

Cimento de Resina **3M™ RelyX™ Universal**

N.º do item Informações do produto

Kit de introdução

56968 4 seringas de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal nas tonalidades TR, A1, A3O e WO (3,4 g cada), 60 Micro Pontas de Mistura 3M™ RelyX™ Universal, 20 Pontas de Elongamento, 1 frasco de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml), 1 Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal (3 ml), 25 pontas azuis para ácido fosfórico, 50 micro brushes cor de laranja, guias passo-a-passo

Kits de Prova

Cada kit de prova contém: 1 seringa de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g), 15 Micro Pontas de Mistura 3M™ RelyX™ Universal, 5 Pontas de Elongamento, 1 frasco de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (1,5 ml), 1 Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal (3 ml), 25 pontas azuis para ácido fosfórico, 50 micro brushes cor de laranja, guias passo-a-passo

56969 Tonalidade TR **56970 Tonalidade A1**

Recargas

Cada recarga contém: 1 seringa de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g), 15 Micro Pontas de Mistura 3M™ RelyX™ Universal, 5 Pontas de Elongamento

56971 Tonalidade TR **56973 Tonalidade A3O**

56972 Tonalidade A1 **56974 Tonalidade WO**

Packs Económicos

Cada pack económico contém: 3 seringas de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (3,4 g cada), 45 Micro Pontas de Mistura 3M™ RelyX™ Universal, 15 Pontas de Elongamento

56977 Tonalidade TR **56978 Tonalidade A1**

Pontas de Mistura

56975 30 Micro Pontas de mistura 3M™ RelyX™ Universal

56976 15 Micro Pontas de mistura 3M™ RelyX™ Universal com Pontas de Elongamento

Adesivo **3M™ Scotchbond™ Universal Plus**

Frasco

41293 **Kit de introdução:** 1 frasco de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml), 50 micro brushes descartáveis, 1 Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal (3 ml), 25 pontas dispensadoras

Recarga: Frasco de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (5 ml)

41294 1 frasco com 5 ml **41295 3 frascos para com 5 ml**

Dose unitária

Uma Dose Unitária L-Pops de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, um Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal (3 ml), 25 pontas dispensadoras

41297 **Kit de introdução: 50 L-Pop** **41299 200 L-Pop**

41298 100 L-Pop **41304 400 L-Pop**

Gel de Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant

41263 2 Gel de Ácido Fosfórico 3M™ Scotchbond™ Universal (3 ml cada), 50 pontas dispensadoras



Kit de Introdução de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (56968)



Kit de Introdução TR de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (56969)



Recarga TR de Cimento de Resina 3M™ RelyX™ Universal (56971)



Recarga de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus (41294)



Dose Unitária de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus:

Para uma eficiente gestão da higiene. Reduz o risco de contaminação cruzada.

Dose Unitária 100 L-Pop (41298) de Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus:



3M Oral Care

3M España, S.L. Sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente,
Rua do Mar da China, n.º 3 Piso 3A
1990-138 Lisboa
www.3M.com.pt

3M.com

3M, RelyX e Scotchbond são marcas comerciais da 3M Company ou da 3M Deutschland GmbH. Utilizadas sob licença em Portugal. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de outras empresas.

© 3M 2020. Todos os direitos reservados.