







Designación	Cubrezapatos de polipropileno azul
Reference(s)	3139806
Visual	
Descripción	Cubrezapatos de polipropileno azul no tejido.
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Material: no tejido - Gramaje: 30g/m² - Color: Azul - El peso de un zapato: 4,2 gramos - Buena elasticidad - Dimensiones: 16 * 40 cm - Antipolvo - Antifouling - Adecuado para talleres de producción e instalaciones de atención médica
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> - 100 cubrezapatos por bolsa - 10 cajas por caja - Peso: 5,5 kg - Dimensiones: 40x30x32 cm
Esperanza de vida	3 años
Almacenamiento	El producto debe ser almacenado en interiores (sin gas corrosivo) con buena ventilación y una humedad relativa no superior al 80%.
Indicaciones de uso	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almacene el producto en un lugar seco y ventilado para evitar la humedad. 2. Este producto sólo debe ser usado una vez y luego destruido. 3. Evite el contacto con fuentes de alta temperatura o de luz fuerte.

	4. No utilizar más allá de la fecha de caducidad.
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD

Versión 1.0

02/02/2021 Lucie RIVOAL