



Ficha Técnica

Designación	DENTA TEST R&S		
Referencia	<table border="1"><tr><td>spray of 200 ml</td></tr><tr><td>3146085</td></tr></table>	spray of 200 ml	3146085
spray of 200 ml			
3146085			
Descripción	Denta Test es un spray refrigerante de hasta -45°C que se pulveriza directamente sobre el objeto a refrigerar (pastas de impresión o bolas de espuma)		
Visual			
Características	<ul style="list-style-type: none">- Temperatura de -45 ° C- Sabor a menta- Incolor- Provisto de una cánula de extensión para facilitar la pulverización- No es tóxico (con clorofluorocarbonos)		
Riesgo	<p>Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede romperse con el calor. Mantener alejado del calor/superficies calientes/chispas/llamas abiertas/cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta o cualquier otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después del uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Gas líquido fuertemente enfriado. El contacto con el producto puede causar quemaduras por frío o congelación. Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>Danger / Pericolo Peligro / Perigo</p></div><div style="text-align: center;"><p>0°C 40°C</p></div><div style="text-align: center;"><p>200 ml e</p><p>Made in Germany</p></div><div style="text-align: center;"><p>CE MD 3 270</p></div></div>		
Información legal	Dispositivo médico de clase I. Mercado CE. Fabricado por: PRISMAN GMBH		

Versión 1.0

Creado 07/10/2022 por RG