

enbio.



Enbio S + Enbio PRO
Los autoclaves más rápidos
del mundo. Clase B.

Designed 
in Switzerland

Otra dimensión. El mismo desempeño.

Los esterilizadores Enbio son hasta 6 veces más pequeños y 3 veces más ligeros que un autoclave típico de clase B / vacío. Pero cuando se trata de la eficiencia, mantienen el mismo rendimiento.



	Autoclave tradicional	Enbio PRO	Enbio S	
 Bolsas / h	50	50	32	Clase B
Vacío / secado	✓	✓	✓	



Espacio de carga
29×19×3,5 cm



Capacidad de carga
x8

No empaquetados
FAST / 134°C

7 min

Empaquetados
Clase B / 134°C

15 min

Empaquetados
Clase B / 121°C

30 min

56 cm



25 cm



16 cm

Enbio S



Espacio de carga
29×19×8 cm



Capacidad de carga
x16

No empaquetados
FAST / 134°C

9 min

Empaquetados
Clase B / 134°C

18 min

Empaquetados
Clase B / 121°C

30 min

Empaquetados / PRION
Clase B / 134°C

43 min

56 cm



27 cm



20 cm

Enbio PRO



Enbio Group AG
Eichengasse 3 4702 Oensingen
Suiza

enbio.com