



# CUBETA DESINFECCIÓN DENTO-VIRACTIS

## DENTO-VIRACTIS

<b>Descripción</b>	Bandeja de desinfección para el instrumental con cesta.	
<b>Composición</b>	Polipropileno con carbonato de calcio (polvo de mármol)	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bandeja de plástico azul</li> <li>✓ Cesta con secado de instrumentos</li> <li>✓ Autoclavable hasta 134°C durante 18 minutos (cuidado con los ciclos bajos)</li> <li>✓ Dimensiones: alto 9 cm x ancho 34 cm x profundidad 22 cm</li> <li>✓ Capacidad: 3 litros</li> </ul>	

<b>Descripción</b>	Recipiente para desinfectar las fresas, con filtro interno.	
<b>Composición</b>	Polipropileno	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recipiente de plástico azul que consta de un cuenco, una cesta perforada y una tapa con tapón no hermético</li> <li>✓ Autoclavable hasta 140°C</li> <li>✓ Dimensiones de la cesta: Ø 7,3 cm x altura 5,2 cm</li> </ul>	

Versión: 2.0