

## Ficha Técnica

# Medicomp® no estéril



### Descripción general del producto

Medicomp no estéril son compresas de non-woven con una alta capacidad de absorción, libres de aditivos y blanqueantes ópticos. Presentadas en forma de display, que facilita su utilización.

Medicomp no estéril lleva el marcado CE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Medicomp no estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables al reglamento citado. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Medicomp no estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento general de heridas, como gasas y esponjas tanto para curas ambulatorias como para pequeñas intervenciones.

### Referencias

Presentación	Formato	Unidades por caja	Referencia
Medicomp® no estéril	5 x 5 cm	100	411 831
30g – 4 capas	7,5 x 7,5 cm	100	411 833
sobres 5 gasas	7,5 x 10 cm	100	411 834
	10 x 10 cm	100	411 835

### Características del producto

#### Composición/Materiales

Non-woven con estructura de gasa de 4 capas: 70% de viscosa y 30% de poliéster.



Ficha Técnica

## Medicomp® no estéril

### Ventajas de producto

#### Compresas de non-woven:

- Alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los usos en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).
- Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.
- No contiene aglutinantes ni blanqueantes.

#### Absorción elevada:

- - En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.
- - Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.
- - Seguridad durante el uso: No desprende hilos.

#### Seguridad durante el uso:

- - No desprende hilos.
- - Mínimo desprendimiento de partículas.

#### Práctico embalaje:

- - La caja dispensadora facilita el manejo y protege los sobres estériles.
- - Fácil apertura del sobre.
- - Código EAN 13 en cada sobre.

### Propiedades específicas de producto

No contiene látex.

### Requerimientos de producto

- Peso base: 30g/m<sup>2</sup> aprox
- Capacidad de absorción: 11g/g aprox.
- Ensayo Linting (desprendimiento de partículas): máx. 2,5 g/m<sup>2</sup>

### Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LOT</div> 1	234	56	78	9
Año	Orden de producción	Lote de esterilización	Fábrica	Dígito de

Ficha Técnica

## Medicomp® no estéril

Fecha de caducidad (ejemplo):



2021	04
Año	Mes

Caducidad: 5 años

### Acondicionamiento

100 unidades se presentan en estuche y cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.