

**ZHERMACK S.P.A.**

**Ficha de seguridad de acuerdo a la DIR. 2010/58/CEE**

**ORANWASH L**

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 16/02/09

## **1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA**

### **1.1 Identificación del preparado**

Nombre comercial: ORANWASH L

Código comercial: C100660

### **1.2 Utilización de la sustancia o del preparado:**

Silicona por condensación.

### **1.3 Identificación de la sociedad:**

Proveedor: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 -45021- Badia Polesine (RO) ITALY

Número telefónico de la empresa para llamadas urgentes: 0425/597611

## **2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES**

Sustancias contenidas consideradas peligrosas para la salud de acuerdo con la directiva 67/548/CEE y sucesivas adecuaciones o para las cuales existen límites de exposición reconocidos: ninguna

## **3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

En su normal utilización no se observa ningún peligro específico. El contacto con los ojos puede provocar un leve fastidio y producir un enrojecimiento de la conjuntiva.

## **4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 acto con la piel:** Lave abundantemente con agua y jabón.

**4.2 Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos

**4.3 Ingestión:** Induzca el vómito. CONSULTE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO mostrando la ficha de seguridad. Es posible suministrar carbón activo suspendido en agua o aceite de vaselina mineral medicinal.

**4.4 Inhalación:** Airee el ambiente.

## **5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO**

**5.1 ntiores recomendados:** agua, CO<sub>2</sub>, espuma, polvos químicos según los materiales implicados en el incendio.

**5.2 Extintores prohibidos:** ninguno en particular.

**5.3 Riesgos por combustión:** Evite respirar los humos

**5.4 Medios de protección:** Use protecciones para las vías respiratorias.

## **6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL**

**6.1 auciones individuales:** ninguno en particular.

**6.2 Precauciones ambientales:** Contenga las pérdidas con tierra o arena. Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes

**6.3 Métodos de limpieza:** Si es posible, recoja el producto para su reutilización o eliminación. Eventualmente absórbalo con material inerte. Después de la recolección, lave con agua la zona y los materiales implicados.

## **7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1 auciones para la manipulación:** Véase también el sucesivo párrafo 8. Durante el trabajo no coma ni beba.

**7.2 Materias incompatibles:** Ninguna en particular Véase el párrafo 10 sucesivo.

**7.3 Condiciones de almacenamiento:** Consérvese en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre 5 -27°C (41-80°F). Indicación para los locales: Locales adecuadamente aireados.

## **8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL**

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	EMISSIONE	APPROVAZIONE
1	23/11/95	Prima emissione		
2	15/04/98	Aggiornamento		
3	13/10/98	Aggiornamento punto 9		
4	18/01/99	Aggiornamento formato scheda		
5	28/01/02	Aggiornamento	RCP	RS/RQA
6	16/02/2009	Aggiornata con la dir 2001/58/CEE	RCP	RSGQA

**ZHERMACK S.P.A.**

**Ficha de seguridad de acuerdo a la DIR. 2010/58/CEE**

**ORANWASH L**

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 16/02/09

- 8.1** **Medidas de precaución:** Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.
- 8.2** **Protección respiratoria:** No necesaria para el uso normal.
- 8.3** **Protección de las manos:** No necesaria para el uso normal.
- 8.4** **Protección de los ojos:** No necesaria para el uso normal. De todas maneras, opere según las buenas practicas de trabajo.
- 8.5** **Protección de la piel:** No es necesaria ninguna protección en particular para el uso normal.
- 8.6** **Límites de exposición de las sustancias contenidas:** Ninguno

---

**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

- 9.1** **Aspecto y color:** líquido de color amarillo
- 9.2** **Olor:** naranja
- 9.3** **Densidad relativa:** 1.10 g/cc
- 9.4** **Hidrosolubilidad:** insoluble

---

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

- 10.1** **Condiciones que deben evitarse:** estabilice en condiciones normales.
- 10.2** **Sustancias que deben evitarse:** el componente "base" a contacto con sustancias alcalinas y ácidas puede producir hidrógeno.
- 10.3** **Peligros por descomposición:** ninguno.

---

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

El producto tal cual no ha mostrado efectos citotóxicos sobre la línea celular L929.

---

**12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS**

Utilice según las buenas prácticas laborativas, evitando eliminar el producto en el ambiente.

---

**13. CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN**

Recupérese si es posible. Opere según las disposiciones vigentes locales y nacionales.

---

**14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Mercadería no peligrosa según las normas para el transporte.

---

**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

D.LGS 285/98 (Clasificación y Etiquetado): El preparado no debe considerarse peligroso. Dispositivo Médico CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

---

**16. OTRAS INFORMACIONES**

Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso específico que debe dar. Esta ficha anula y sustituye toda sección precedente.

---

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	EMISSIONE	APPROVAZIONE
1	23/11/95	Prima emissione		
2	15/04/98	Aggiornamento		
3	13/10/98	Aggiornamento punto 9		
4	18/01/99	Aggiornamento formato scheda		
5	28/01/02	Aggiornamento	RCP	RS/RQA
6	16/02/2009	Aggiornata con la dir 2001/58/CEE	RCP	RSGQA