

Designación	Agujas estériles Medibase (100)					
<b>Reference(s)</b>		<b>Descripción</b>	<b>G</b>	<b>Ø</b>	<b>Longitud</b>	<b>Referencia</b>
	<b>Periapicales</b>	Extra-fine	30 G	0,30	16 mm	3114384
		Extra-fine	30 G	0,30	21 mm	3114385
		Fine	27 G	0,40	8 mm	3114386
			25G	0,50	36 mm	3114387
			27 G	0,40	21 mm	3114388
	<b>Intraseptales</b>	Fine	27 G	0,40	16 mm	3114389
	<b>Intraligamentales</b>	Extra-fine	30 G	0,30	12 mm	3114390
<b>Truncado</b>	Extra-fine	30 G	0,30	25 mm	3114391	
<b>Visual</b>						
<b>Descripción</b>	Agujas estériles para un solo uso.					
<b>Características y datos técnicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excelente calidad, con recubrimiento de silicona.</li> <li>- Triple bisel para una suave inyección.</li> <li>- Estéril con anillo de control de esterilización.</li> <li>- con indicador de bisel</li> <li>- Esterilizado con óxido de etileno.</li>   <li>- Cánula: Acero inoxidable.</li> <li>- Parte de plástico: polipropileno (PP)</li> <li>- Lubricante: silicona.</li> </ul>					
<b>Embalaje</b>	Caja de 100 agujas.					
<b>Esperanza de vida</b>	5 años desde la fecha de fabricación.					
<b>Indicaciones de uso</b>						
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase IIA según la Directiva Europea 93/42 / CEE, incluidas las directivas 2007/47 / CE Marcado CE0426. Organismo de certificación: ITALCERT. Fabricante: TECNOFAR					