

**BLUEFREEZE STERIBLUE**  
**BLUEFREEZE STERIBLUE**

<b>DESCRIPTION</b> <i>/ DESCRIPTION</i>	Bluefreeze – spray de refroidissement. Non toxique, vaporisation précise grâce à une canule de prolongation. Valve spéciale permettant un usage dans toutes les positions. Sans odeur (version neutre) - 3 goûts : Naturel, menthe, orange.  <i>/Bluefreeze - cooling spray. Non-toxic, precise spraying thanks to an extension nozzle. Special valve for use in all positions. Odorless (neutral version) - 3 flavors: Natural, Mint, Orange.</i>
<b>INDICATION</b> <i>/ INDICATION</i>	Permet de givrer les boulettes de coton et les rouleaux salivaires pour la réalisation de tests de vitalité pulpaire. Peut s'utiliser sur dents couronnées.  <i>/ Allows to glaze cotton pellets and salivary rolls for pulp vitality tests. Can be used on crowned teeth.</i>
<b>CONTRE-INDICATION</b> <i>/ CONTRAINDICATION</i>	Ne jamais utiliser directement sur la muqueuse.  <i>/Never use directly on the mucosa</i>
<b>REGLEMENTATION</b> <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical : NON  <i>/Medical device : NO</i>
<b>COMPOSITION</b> <i>/ COMPOSITION</i>	Ne contient pas de CFC (chlorofluorocarbure)  <i>/ Does not contain CFC</i>

**INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE**

<b>Volume /Volume</b>	<b>Température /Temperature</b>	<b>Goûts /Tastes</b>
200ml	-45°C	Naturel / Natural Menthe / Mint Orange / Orange

**REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING**

<b>Référence</b> <i>/ Reference</i>	<b>Désignation / Designation</b>	<b>Conditionnement / Packaging</b>
SB-SPFRZ	Spray de refroidissement, Naturel <i>/Cold spray, natural</i>	Spray de 200ml, carton de 12 flacons <i>Spray of 200ml, 12 sprays per carton</i>
SB-SPFRZ-MT	Spray de refroidissement, Menthe <i>/Cold spray, mint</i>	
SB-SPFRZ-OR	Spray de refroidissement, Orange <i>/Cold spray, orange</i>	

**VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT**



Naturel / <i>Natural</i>	Menthe / <i>Mint</i>	Orange / <i>Orange</i>
<p>BlueFreeze -45°C Cold spray Spray de refroidissement Kältespray Spray de enfriamiento 200 ml steriblu Colourless - Inodore Geschmacksneutral - Inodoro do not spray in mouth ne pas vaporiser dans la bouche niet in Mundsprühen no vaporizaen la boca</p>	<p>BlueFreeze -45°C Cold spray Spray de refroidissement Kältespray Spray de enfriamiento 200 ml steriblu ment - menthe ment - menta do not spray in mouth ne pas vaporiser dans la bouche niet in Mundsprühen no vaporizaen la boca</p>	<p>BlueFreeze -45°C Cold spray Spray de refroidissement Kältespray Spray de enfriamiento 200 ml steriblu orange - orange orange - naranja do not spray in mouth ne pas vaporiser dans la bouche niet in Mundsprühen no vaporizaen la boca</p>

Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France

Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45

[www.medistock.fr](http://www.medistock.fr)