



AGUJA DENTAL TERUMO

- Descripción:** Aguja dental estéril para un solo uso. Diseñada especialmente para la administración de anestesia dental.
Para jeringuilla de tipo cartucho.
Estéril y apirógeno si el envase no ha sido abierto ni deteriorado.
- Empaquetado:** Envase unitario: 100 unidades
Cartón de embalaje: 2.000 unidades
- Esterilización:** Óxido de etileno
- Caducidad:** 5 años
- Precauciones:** No doblar la aguja antes de ser usada, ya que esto podría causar su ruptura y posiblemente lesiones en el paciente.
No utilizar si el envase unitario o el producto están manchados o dañados.
Utilizar inmediatamente después de abrir el envase unitario.
Usar una vez y destruir
El uso compartido constituye riesgo de infección.
No almacenar a temperaturas extremas ni en lugares húmedos. Evitar la luz solar directa.

Componentes:

Componentes	Materiales
Cono	Polietileno + master batch
Cánula	Acero inoxidable
Cubierta protectora	Polipropileno (+5% polietileno)
Estuche rígido	Polipropileno
Adhesivo	Pegamento epóxico
Lubricante	silicona

