

TÉCNICA									
G	Medida	Área Submucosa Papilar	Vestibular Peri-Apical por Maxilar o Mandíbula	Palatina Maxilar Peri-Apical	Peri-Apical Lingual por Mandíbula	Intra ligamentosa	Intra pulpal	Bloqueo Nervioso Alveolar	Color
30G	0,30x25mm		★★	★★	★		★		Azul
30G	0,30x12mm	★★★	★	★	★	★★			Lila
27G	0,40x25mm		★★	★★	★				Verde
27G	0,40x35mm							★★★	Amarillo

★★★ Aguja recomendable

★★ Fácilmente usable

★ Posibilidad de uso