

TÉCNICA									
G	Medida	Área submucosa Papilar	Vestibular Periapical do maxilar ou mandíbula	Palatina maxilar periapical	Periapical lingual pela mandíbula	Intra ligamentar	Intra pulpar	Bloqueio do nervo alveolar	Cor
30G	0,30x25mm		★★	★★	★		★		Azul
30G	0,30x12mm	★★★	★	★	★	★★			Lilás
27G	0,40x25mm		★★	★★	★				Verde
27G	0,40x35mm							★★★	Amarelo

★★★ Agulha recomendada

★★ Facilmente utilizada

★ Possibilidades de uso