

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

TEJIDO:	RIZO / POLIURETANO
USO FINAL:	BATA SANITARIA - EPI (Homologacion dual)

DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO	CARACTERISTICAS	
Composición (UNE 40110:1994)	RIZO ALGODÓN 100% / P.U. 20 MICRAS	
Construcción (UNE 40017:1982 Y UNE 40161:1980):	BLUCLE / LAMINA	
Peso acabado (UNE-EN 12127:1998):	130 GR	
Título hilo (ISO 7211-5:1998):	BASAMENTO RIZO PES	BUCLE 30/1 ALGODÓN

COMPORTAMIENTO FÍSICO	Text Utilizado	Resultados
Resistencia a la rotura por tracción	Urdimbre Trama UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	410 N 400 N
Estabilidad dimensional al lavado y secado industrial	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	- 4%

RESPIRABILIDAD / IMPERMEABILIDAD			
ASTM E96B	MEMBRANA	RESPIRABILIDAD	>700 g/m2 / 24h
ISO 811	ISO 811	IMPERMEABILIDAD	>700 cm h20

CARACTERISTICAS :

Lavar antes de usar

bata lavable **30 ciclos** de 60 a 90 grados / secadora 30 grados / no usar lejía / no plancha

Transpirable

Impermeable

Sujeccion con vivo



