



BATA CIRUJANO CON CIERRE TRASERO

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------------|
| | | | | | | | |
| RECICLABLE | CONFORME a Directiva (UE)2016/425 | COLOR VERDE BLANCO AZUL | CATEGORÍA 1 | MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEN 100% 19 gr +/- 2 gr | TALLA ÚNICA | COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE | LÍNEA DE PRODUCTO |

DESCRIPCIÓN

| REFERENCIA | MODELO | EMPAQUETADO | DIMENSIONES | EMBALAJE PESO | EMBALAJES PALLET |
|------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 05/02/030 | VERDE CIERRE CINTAS | 10 pcs/bolsa 100 pcs/carton | 31,0 x 32,0 x 50,0 cm | 4,50 Kg | 30 cajas |
| 05/02/031 | BLANCO CIERRE CINTAS | 10 pcs/bolsa 100 pcs/carton | 31,0 x 32,0 x 50,0 cm | 4,50 Kg | 30 cajas |
| 05/02/032 | AZUL CIERRE CINTAS | 10 pcs/bolsa 100 pcs/carton | 31,0 x 32,0 x 50,0 cm | 4,50 Kg | 30 cajas |

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)

MATERIAL CAJA: Cartón reciclado



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgen (0% reciclado)

PESO: 7.08 gr *



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

*El peso es un dato estadístico y puede sufrir variaciones.

CONTROL DE CALIDAD



- CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN
- CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- COSIDO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido .

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.


OTROS MATERIALES

Elástico industrial recubierto de algodón (libre de látex).

CARACTERÍSTICAS

Sin olor, transpirable, hipoalérgico.

Plano frontal



MEDIDAS

| DETALLE | MEDIDA (CM) | TOLERANCIA (CM) | ESTADO |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|
| A | 105 | (+/-2,0) | PLANO |
| B | 68 | (+/-2,0) | PLANO |
| C | 25 | (+/-2,0) | PLANO |
| D | 136 | (+/-4,0) | CONTORNO CERRADO |
| E | 57 | (+/-2,0) | ELÁSTICO ESTIRADO |
| F | 15 | (+/-1,0) | PLANO |
| G | 160 CINTURÓN | (+/-3,0) | PLANO |