

Designación	Gasas estériles no tejidos			
Reference(s)	Tamaño	5x5 cm	5x5 cm	7,5x7,5 cm
	Caja de	150 compresiones	250 compresiones	80 compresiones
	Embalaje interno	75 sobres de 2 compresas	50 sobres de 5 compresas	40 sobres de 2 compresas
	Referencia	3135502	3135501	3135503
Visual				
Descripción	Hisopos no tejidos en un embalaje estéril.			
Características y datos técnicos	<p>Hisopos 60% de viscosa / 40% de poliéster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de pliegues: 4 - Esterilización: óxido de etileno 			
Embalaje	Disponible en dos tamaños (5x5 cm y 7,5x7,5 cm) y en tres tamaños de paquete.			

Esperanza de vida	5 años
Indicaciones de uso	  
informaciones legales	<p>Dispositivo médico estéril de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marca CE 0123. Organismo de certificación: TUV PRODUCT SERVICE Fabricante: FOMED Industries Inc.</p>

Versión 1.0
 09/2020 Marion CHABANAT