

Designación	<b>Micro-aplicadores desechables medibase</b>			
<b>Reference(s)</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>COLOR</b>	<b>EMBALAJE</b>	<b>REFERENCIA</b>
	<b>REGULAR</b>	AZUL	CAJA DE 4 TUBOS DE 100 UNIDADES	3101006
		AZUL/ROSA		3101007
		AZUL/NARANJA		3101008
	<b>FINO</b>	NEGRO	TUBO DE 100 unidades	3101009
	<b>SUPERFINO</b>	BLANCO		3101010
<b>Visual</b>				
<b>Descripción</b>	Microaplicadores desechables con cabeza plegable.			
<b>Características y datos técnicos</b>	<p>Mango de polipropileno, con punta rompible: ¡permite diferenciar los microaplicadores!</p> <p>Las cerdas de nylon</p> <p>Longitud total: 102 mm</p> <p>Envasado en tubo: distribución higiénica</p>			
<b>Embalaje</b>	<p>REGULAR: caja de 4 tubos que contienen cada uno 100 microaplicadores</p> <p>FINAL / SUPERFIN: tubos de 100 microaplicadores</p>			
<b>Esperanza de vida</b>	N/A			
<b>Indicaciones de uso</b>	Fibras regulares, no absorbentes y no esponjosas. Las soluciones se mantienen en suspensión entre las fibras para evitar el goteo y permitir una aplicación perfecta. Fácil acceso a todas las áreas de			

	<p>aplicación gracias a la cabeza plegable. Desechable: desechar después de su uso. Para usar con silanos, adhesivos, gel de grabado, soluciones hemostáticas, revestimientos de cavidades y reveladores de placas. Almacénelo lejos de la luz y el polvo, en un lugar seco y fresco.</p>
<b>informaciones legales</b>	<p>Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE</p>

Versión 1.0  
09/2020 Marion chabanat