




# Ficha Técnica

<b>Designación</b>	<b>DENTACLEAN TOALITAS R&amp;S</b>		
<b>Referencia</b>	Caja : 3022488 / Recambio : 3022489		
<b>Descripción del producto</b>	Toallitas listas para usar de un solo uso. Paños impregnados con una solución desinfectante para la limpieza y desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos y unidades dentales.		
<b>Visual</b>			
<b>Propiedades :</b>	Activité de la solution d'imprégnation / Activity of the impregnating solution / Actividad de la solución de impregnación / Atividade della soluzione impregnante / Attività da solução de impregnação / Aktivität der Tränkflüssigkeit / Activiteit van de impregneeroplossing		Temps d'action / Action time / Tiempo de acción / Tempi d'azione / Tempo de ação / Einwirkzeiten / Werkingsduur
	Bactéricide / Bactericidal / Bactericida / Battericida / Bakterizid / Bactericide	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae MRSA	EN 14561 5 min 5 min
	Fongicide / Fungicidal / Fungicida / Fungizid / Fungicide	Aspergillus fumigatus	EN 14562 5 min
	Levuricide / Yeastcidal / Levuricida / Leveduricida / Levurocida / Levurizid / Gistdodend	Candida albicans	EN 13624 EN 14562 5 min 5 min
	Tuberculocide / Tuberculocidal / Tuberculicida / Tuberculocida / Tubercolocida / Tuberkulozid / Tubercolicide	Mycobacterium terrae	EN 14348 EN 14563 15 min 15 min
	Virucide / Virucidal / Virucida / Viruzid / Virucide	Adenovirus, Coronavirus, HBV, HCV, H1N1, HSV1, Norovirus, Polyomavirus, VRS Rotavirus	EN 14476 EN 14476 1 min 15 min
<b>Composición</b>	<b>VH23 no tejido</b> - Celulosa, poliéster - Etanol, propanol, amonio cuaternario, agua, perfume (incluido limoneno, citral)		
<b>Acondicionamiento</b>	- La caja dispensadora de 150 toallitas - El relleno de bolsita de 150 toallitas		
<b>Informaciones legales</b>	Clase IIA Organismo notificado : CE0120 SGS UK LIMITED		

Version 1.0  
Mis à jour 27/06/2018 par KIMBERLINE SOHAHI