

C. F. P. M.
Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux

FICHA TÉCNICA

MASCARILLAS CON ELÁSTICO MEDIBASE

Ref : 5-714 / 5-724/ 5-725



Tipo : Mascarillas con elástico, no estériles
 Tipo IIR según **EN 14683**

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Material	Sin látex, sin fibra de vidrio
Material externo	Polipropileno “spunbound”, resistente al paso de fluidos.
Filtro medio	Filtro medio “meltblown”
Material interno	Polipropileno “spunbound”
Tiras elásticas para la oreja	Elásticos tejidos de poliéster
Soporte nasal	Recubrimiento de Cloruro de Polivinilo (PVC)
BFE a 3 µM & ΔP :	99.4% & 2.9 mm de H ₂ O/cm ² (según ASTM F 2101-01)
PFE :	> 99.2% a 0.1 µM
Irritación:	Índice: 0.0
Citotoxicidad:	Insignificante al Nivel 1
Inflamabilidad:	Clase 1

Largo	7" (17.8 cm)
Ancho	3 1/2" (8.9 cm)
Número de pliegues	3 pliegues
Profundidad de los pliegues	1/2" (1.3 cm)
Aspecto visual	Libre de pelusas, grasas, contaminantes, costuras, agujeros o rasgaduras.

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE

Embalaje	Diseñado para soportar el transporte y almacenaje. 50 mascarillas por caja 10 cajas por paquete 500 mascarillas por paquete Las mascarillas deben doblarse para evitar alterar el orden al retirar cada unidad.
Etiquetado	Impresión en colores estándar según la autorización del Departamento de marketing de CFPM. La impresión debe ser clara, legible y completa.
Almacenaje	Mantener en lugar fresco y seco.