

C. F. P. M. Conception, Fabrication de Produits Médicaux et paramédicaux

FICHA TECNICA

ROLLOS DE ALGODÓN SALIVARES, SUPRAROLLS R&S

Rollos de algodón salivares no estériles R&S de alta calidad, superabsorbentes y no irritantes.

Descripción del producto:

Referencia GACD	Talla	Diámetro	Longitud	Nº de rollos por bolsa	Peso de la bolsa	Acondicionamiento
50-201	1	0,8 cm ± 0,02 cm	3,8 cm ± 0,1 cm	825 (15 x 55)	300 gr	Cartón de 32 bolsas
50-202	2	1,0 cm ± 0,02 cm	3,8 cm ± 0,1 cm	600 (15 x 40)	300 gr	Cartón de 32 bolsas
50-203	3	1,2 cm ± 0,02 cm	3,8 cm ± 0,1 cm	450 (15 x 30)	300 gr	Cartón de 32 bolsas

Características técnicas :

Material : 100% algodón desengrasado.

Aspecto Visual : El algodón debe estar limpio, sin manchas – fibras de 11 à 13 mm

Referencia DVD	Talla	Absorción de agua/rollo	Peso medio de agua absorbida
50-201	1	≤ 5 segundos	≥ 6.0 g/g
50-202	2	≤ 5 segundos	≥ 6.0 g/g
50-203	3	≤ 5 segundos	≥ 6.0 g/g

Identificación del fabricante :

C.F.P.M.

2 bis, chemin du Loup

93290 Tremblay-en-France – France

Versión de la ficha : n°1 – 23/07/2013

C. F. P. M. – 2 bis, chemin du Loup – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
SARL au capital de 10 000.00 Euros – RCS BOBIGNY 340 747 476