

FICHA TÉCNICA



GUANTES DE LÁTEX EMPOLVADOS MEDIBASE

MEDIBASE Guantes de látex natural para examen ligeramente empolvados, con superficie lisa, ambidiestros.

CARACTERÍSTICAS:

- ❖ Látex natural
- ❖ Ambidiestros
- ❖ Ligeramente empolvados con almidón vegetal
- ❖ Gran resistencia
- ❖ Magnífica prensión
- ❖ Alta sensibilidad táctil
- ❖ Manga protectora con borde enrollado
- ❖ En conformidad a las normas europeas y la norma americana :
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D3578/01



■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	
Material :	Látex natural
Polvo :	Ligeramente empolvados con polvo absorbible
Estéril :	No
Color :	Blanco cremoso
Superficie :	Liso
Tallas :	XS – S – M – L – XL
Presentación :	Caja de 100 guantes

C. F. P. M. Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux
ZI La Fosse à la Barbière – 13, rue Jean Lolive – 93605 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
SARL au capital de 10 000.00 Euros – RCS BOBIGNY 445 276 132

medibase

GUANTES DE LÁTEX EMPOLVADOS

■ CALIDAD

- Los diferentes lotes son sometidos al test de aire para detectar cualquier poro.
- Fabricados en conformidad a las normas europeas EN 455-1 (Impermeabilidad), EN 455-2 (Propiedades físicas), EN 455-3 (Evaluación biológica), y en conformidad a la norma americana ASTM D3578/01.

■ PROPIEDADES FÍSICAS

Dimensiones

REF	54-900	5-436	5-437	5-438	5-435	
Tallas	XS	S	M	L	XL	Tolerancia
Anchura (mm)	70	80	95	111	115	+/- 10 mm
Longitud (mm)	240	240	240	240	240	Mínimo
Grosor dedos (mm)	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	+/- 0.03 mm
Grosor palma (mm)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	+/- 0.03 mm

Resistencia a la tensión

	Resistencia a la tensión Antes del desgaste	
	Resistencia a la tracción (MPa)	Elongación a la rotura (%)
XS	31.2	970
S	31.5	970
M	33.1	970
L	33.7	960
XL	31.3	970
ASTM D3578-00	14 MPa mínimo	650 mínimo

	Resistencia a la tensión Desgaste a 7 días 70°C	
	Resistencia a la tracción (MPa)	Elongación a la rotura (%)
XS	28	920
S	27.3	910
M	25.6	890
L	25.3	870
XL	27.9	900
ASTM D3578-00	14 Mpa mínimo	500 mínimo

C. F. P. M. Conception, Fabrication de produits médicaux et paramédicaux
ZI La Fosse à la Barbière – 13, rue Jean Lolive – 93605 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
SARL au capital de 10 000.00 Euros – RCS BOBIGNY 445 276 132