


<b>Designación</b>	<b>GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX SENSI + SIN POLVO</b>																
<b>Reference(s)</b>	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	XL – 9/10												
	3135154	3135155	3135156	3135157	3135158												
<b>Visual</b>																	
<b>Descripción</b>	Guantes de examen de látex sin polvo, con cloro. No estéril, con superficie microtexturada y puños enrollados.																
<b>Características y datos técnicos</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS-5/6</th> <th>S-6/7</th> <th>M-7/8</th> <th>L-8/9</th> <th>XL-9/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de la palma (mm)</td> <td>70-79</td> <td>80-89</td> <td>90-99</td> <td>100-109</td> <td>110-119</td> </tr> </tbody> </table>						XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	XL-9/10	Ancho de la palma (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119
		XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	XL-9/10											
Ancho de la palma (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido de proteínas: máximo 50 µg/dm<sup>2</sup>.</li> <li>• Nivel de polvo: máximo 2 mg/dm<sup>2</sup>.</li> <li>• De acuerdo con las normas: EN 455-1/2/3/4, EN 420:2003+A1:2009, EN 374-1:2016 EN374-5:2016</li> </ul>																	
<b>Embalaje</b>	Caja que contiene 100 guantes (± 2 guantes). 10 cajas por caja.																
<b>Esperanza de vida</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación																
<b>Indicaciones de uso</b>																	
<b>informaciones legales</b>	Dispositivo médico de clase I según la directiva MDR (EU) 2017/745 + EPI Cat. III. Marcado CE 0598. Organismo notificado: SGS FIMKO OY. Fabricante: MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdh Bhd.																