

# ficha de segurança segundo 91/155/EWG

data da impressão 13.10.2003

actualizado no dia : 24.02.2003

## 1 Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa;

- **indicação para o produto**
- **nome comercial:** *Glyde File Prep*
- **Utilização do material / da preparação** *Root Canal Conditioner*
- **fabricante/fornecedor:**  
DENTSPLY DeTrey GmbH  
De-Trey-Str. 1  
D-78467 Konstanz  
GERMANY  
Tel.: +49-7531-583-0  
Fax: +49-7531-583-104
- **espaço de informação:**
  - *Departement Analytical Research / Research & Development for technical information*
  - *Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets*

## 2 Composição/informação sobre os componentes;

- **caracterizaçomegao química**
- **descrição:** *Mistura dos materiais relacionados a seguir, com adições sem perigo.*

### · ingredientes perigosos:

CAS: 124-43-6	hidrogenoperóxido--ureia	C, O; R 8-34	2,5-10%
EINECS: 204-701-4			

- **avisos adicionais:** *O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.*

## 3 Identificação de perigos;

- **designação dos riscos:** *não há*
- **avisos especiais sobre os perigos para o homem e o ambiente :**  
*O produto não é obrigado a estar identificado com base no método de avaliação da "Directiva geral de classificação para preparados da CE" na última versão em vigor.*
- **sistema de classificação**  
*A qualificação corresponde as listas actuais da CEE, é todavia completad atraves de dados da literatura especializada e de dados de firmas.*

## 4 Primeiros socorros;

- **avisos gerais:** *Não são precisas medidas especiais.*
- **depois da inalação:** *Entrada de ar fresco, em caso de queixas consultar o médico.*
- **depois do contacto com a pele:** *Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.*
- **depois do contacto com os olhos:**  
*Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas em água corrente durante alguns minutos.*
- **depois de engolir:** *No caso de que o paciente estiver com sentidos, provocar que ele vomite. Ajuda médica.*

## 5 Medidas de combate a incêndios;

- **meios adequados para extinção**  
*C02, pó extintor ou jacto de água. Combater um grande incêndio com jacto de água ou espuma que contém álcool.*
- **equipamento especial de protecção:** *Wear self-contained respiratory protective device*

## 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais;

- **medidas de protecção relacionadas com homem:** *Não necessário.*
- **medidas de protecção do ambiente:** *Não deixar chegar à canalização ou à água.*
- **procedimentos para limpeza/registo:** *Apanhar mecanicamente.*

(continuação na página 2 )

# ficha de segurança segundo 91/155/EWG

data da impressão 13.10.2003

actualizado no dia : 24.02.2003

nome comercial: Glyde File Prep

( continuação da página 1 )

· **avisos adicionais:** Não serão libertadas substâncias perigosas.

## 7 Manuseamento e armazenagem;

- **manejo:** Productu suministrado para uso dental exclusivamente.
- **avisos para uso correcto:**  
Não são necessárias umas medidas especiais.  
Observe normal care for working with chemicals.
- **avisos para protecção contra incêndios e explosões** Não são necessárias medidas especiais.
- **armazenagem:**
- **exigências para armazéns e recipientes:** Conservar sómente na vasilha original.
- **avisos para armazenar juntamente:** não necessário
- **outros avisos para as condições de armazenamento:** Protegê-lo do calor e da radiação directa do sol.

## 8 Contolo da exposição/protecção individual;

- **avisos adicionais para a realização de disposições técnicas:** Não existem mais indicações, ver ponto 7.
- **componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho:**  
O produto não contém quaisquer quantidades relevantes de substâncias para um valor limite relacionado com o local de trabalho.
- **avisos adicionais:** Como base serviam as listas válidas durante a criação.
- **equipamento de protecção pessoal:**
- **medidas comuns de protecção e higiene:**  
São para observar as habituais medidas de prevenção no manejo dos produtos químicos.  
Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e forragens.  
Tirar imediatamente roupa contaminada e forragens.  
Lavar as mãos antes da pausa e no fim do trabalho.
- **protecção da respiração:** Não necessário.
- **protecção das mãos:**  
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à matéria / ao preparado.  
Devido à falta de testes realizados, não podemos recomendar um determinado tipo de material para proceder à mistura do produto / do preparado / dos químicos.  
Proceder à escolha do material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.
- **Material das luvas**  
A escolha de luvas próprias não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos, e conseqüentemente das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.
- **Tempo de penetração do material das luvas**  
Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
- **protecção dos olhos:** óculos de protecção
- **protecção do corpo:** Fato de protecção no trabalho.

## 9 Propriedades físicas e químicas;

### · Indicações gerais

<b>forma:</b>	paste
<b>cor:</b>	esbranquiçado.
<b>odor:</b>	fraco, característico

### · mudança do estado:

<b>ponto de fusão / âmbito de fusão:</b>	não clasificado
<b>ponto de ebulição / âmbito de ebulição:</b>	não classificado

<b>ponto de chama:</b>	não aplicável
------------------------	---------------

( continuação na página 3 )

# ficha de segurança

## segundo 91/155/EWG

data da impressão 13.10.2003

actualizado no dia : 24.02.2003

nome comercial: Glyde File Prep

( continuação da página 2 )

- |   |   |
|---|---|
| · <b>inflamação espontânea:</b>               | O produto não é inflamável.             |
| · <b>risco de explosão:</b>                   | O produto não corre o risco d'explosão. |
| · <b>densidade:</b>                           | não classificado                        |
| · <b>solubilidade em / miscibilidade com:</b> |   |
| <b>água:</b>                                  | solúvel                                 |

### 10 Estabilidade e reactividade;

- **Destruição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- **Reacções perigosas:** Não se conhecem reacções perigosas.
- **produtos perigosos de decomposição** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

### 11 Informação toxicológica;

- **toxicidade aguda:**
- **efeito de irritabilidade primário:**
- **na pele:** may cause skin irritation
- **no olho:** efeito excitante
- **sensibilização:** não é conhecida um efeito estimulante
- **avisos adicionais de toxicologia:**  
O produto não deve ser marcado obrigatoriamente devido ao procedimento do cálculo da norma comum da classificação para preparação na última disposição válida da CEE.  
No caso de uma utilização correcta e de emprego de acordo com as disposições, o produto não causa, segundo a nossa experiência e conhecimentos, efeitos contra a saúde.

### 12 Informação ecológica;

- **avisos comuns:** Índice de risco da água classe 1 (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água

### 13 Questões relativas à eliminação;

- **produto**
- **recomendação:**



Não se pode evacuar conjuntamente com o lixo doméstico. Não deixe que se filtre à canalização.

- **embalagens contaminadas:**
- **recomendação:** Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos.

### 14 Informações relativas ao transporte;

- |  |     |
|--|-----|
| · <b>transporte por terra ADR/RID (internacionpeza recomendado):</b> |     |
| · <b>ADR/RID-GGVS/E classe:</b>                                      | -   |
| · <b>transporte marítimo IMDG:</b>                                   |     |
| · <b>IMDG classe:</b>  | -   |
| · <b>armada polutante:</b>   | Não |

( continuação na página 4 )

# ficha de segurança

## segundo 91/155/EWG

data da impressão 13.10.2003

actualizado no dia : 24.02.2003

nome comercial: Glyde File Prep

( continuação da página 3 )

- transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:
- ICAO/IATA classe: -

### 15 Informação sobre regulamentação;

- **caracterização conforme normas CEE:**

Dever-se-á prestar atenção à normativa comum de segurança em relação à manipulação de produtos químicos.

Não se torna obrigatório marcar e catalogar o produto de acordo com as linhas directrizes da CEE / GefStoffV.

- **regulamento nacional:**

- **indicação técnica ar:**

classe	quota em%
III	9,0

### 16 Outras informações;

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica.

- **Frases R relevantes**

34 Provoca queimaduras.

8 Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

- **local para exposição da folha de dados:** Analytical Research

- **autoridade de informação HotLine for urgent technical support:** +49-7531-583-333

p